

PHILIPS

bærebare mesh
forstøver

InnoSpire Go

Håndholdt behandling

Behandling udført på 4
minutter**

Indbygget genopladeligt batteri



HH1342



Hurtig, effektiv og støjsvag

Designet til at give dig mere tid til livet

InnoSpire Go forstøveren er hurtig, effektiv og nem at bruge, og er udviklet til at forkorte behandlingstiden, så du eller dit barn får mere tid til de særlige øjeblikke med familie og venner.

Hurtig behandling

- Reducerer behandlingstid med 25 %* Behandling udført på 4 minutter**
- Til almindeligt ordineret medicin

Indbygget genopladeligt batteri

- Leverer op til 30 behandlinger

Enkel, todelt opbygning

- Elegant, enkelt design
- Rengøring og vedligeholdelse er gjort hurtig og enkel

Stort set lydløs

- Indgift af medicin hvor som helst

Vigtigste nyheder

Indbygget batteri med lang levetid



Det genopladelige batteri giver op til 30 behandlinger (120 minutters anvendelse) mellem hver opladning.

Nem betjening



Start behandling ved tryk på en knap. Lydsignaler og visuelle signaler fortæller dig, når behandlingen er udført, før apparatet slukker sig selv.

Hurtig behandling



Klinisk gennemprøvet Aerogen Vibronic vibrerende trådnetsnebulisatorbehandlingsenhed, som omdanner flydende lægemidler til fine dampe, til hurtig behandling.

Enkel, todelt opbygning



Det letaftagelige mundstykke gør InnoSpire Go enkel at bruge, rengøre og vedligeholde. Fyld op, udfør behandling og rengør i tre enkle trin.

Alsidig



InnoSpire Go er designet til brug med almindeligt ordinerede aerosolmedikamenter til luftvejssygdomme.

En stort set lydøs behandling



En lille, bærbar og diskret nebulisator, der kan anvendes overalt, så du eller dit barn kan leve livet og nyde de daglige gøremål, uanset hvor I er.

Specifikationer

Service

Håndsatgaranti: 2 years
Mundstykkegaranti: 1 year

Specifikationer

Størrelse: 7,0 cm x 4,5 cm x 13,5 cm
Vægt: 111 g
Batteritype: Litiumion

Aerosol-data

Salbutamol 2,5 ml: MMAD μm : 3.99, Treatment time (min:sec): 4.18, Residual volume ml: 0.3

Salbutamol 2,5 ml: Luftbåren fraktion % partikler $< 5 \mu\text{m}$: 64,4%

Ipratropiumbromid, 2 ml: MMAD μm : 3.93, Treatment time (min:sec): 3.44, Residual volume ml: 0.2

Ipratropiumbromid, 2 ml: Luftbåren fraktion % partikler $< 5 \mu\text{m}$: 65,3%

Budesonid 2 ml: Luftbåren fraktion % partikler $< 5 \mu\text{m}$: 52,1%

Budesonid 2 ml: MMAD μm : 4.84, Treatment time (min:sec): 3.34, Residual volume ml: 0.3

