

PHILIPS

Mundstück

InnoSpire Go

Vibrating-Mesh-Technologie

Ersatzteil

Zur Verwendung mit dem
InnoSpire Go



HH1345



Klinisch bewährte Vibrating-Mesh-Technologie

Das Design des Ersatz-Mundstücks trägt zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des InnoSpire Go und zur effizienten Verabreichung von Medikamenten an Kinder und Erwachsene bei.

Klinisch bewährte Vibrating-Mesh-Technologie

- Vibrating-Mesh-Technologie, weltweit in Krankenhäusern angewandt

Einfache Reinigung und Handhabung

- Nur ein Teil zu reinigen

Lebensdauer: 1 Jahr

- Lebensdauer: 1 Jahr

Besonderheiten

Einfache Reinigung und Handhabung



Dank des einfach abnehmbaren Mundstücks ist InnoSpire Go leicht zu verwenden, zu reinigen und zu warten.

Klinisch bewährte Technologie



Konstante Zufuhr von Aerosol in der optimalen Partikelgröße, um das Medikament direkt an die Lungen abzugeben.

Therapieanwendung



Sorgt für eine konsistente und zuverlässige Therapie.

Daten

Bedienung

Mouthpiece assembly warranty: 1 year, recommend yearly replacement

Produktangaben

Mouthpiece assembly: for use with Innospire Go

Maximum fill level: 8 ml

Mesh material: Nickel palladium

Outer body material: Grilamid™ (plastic)

Packungsgröße: 65mm x 65mm x70mm

Gewicht inkl. Verpackung: 45g

