



**Philips**  
Lampe Energylight

HF3320/01

## Soyez plus énergique

De l'énergie toute la journée, naturellement

Philips goLITE BLU est une lampe Energylight compacte et portable qui émet une lumière bleue, comme un ciel d'été. Cette lumière vous aide naturellement à vous sentir plus énergique quand vous le souhaitez et à lutter contre le blues hivernal.

### Avantages

[Vous apporte un regain d'énergie et combat le blues hivernal](#)

- Utilise une lumière bleue naturelle, comme un ciel ensoleillé
- Atténue les symptômes du blues hivernal
- Vous apporte un regain d'énergie

[Confortable, pratique et facile à utiliser](#)

- Il suffit de 15-45 minutes d'utilisation par jour pour sentir les résultats
- Minuteur et intensité faciles à régler
- Lampes LED à très longue durée de vie

- Lumière bleue 100 % sans UV

[Efficacité prouvée](#)

- Des études indépendantes montrent que les utilisateurs se sentent plus en forme
- Efficacité prouvée\* cliniquement pour améliorer l'humeur et l'énergie
- Fruit d'un siècle d'expertise Philips en matière de technologie lumineuse

**PHILIPS**

## Fonctions

### Lumière bleue naturelle



La lampe de luminothérapie goLITE BLU reproduit la luminosité naturelle d'un pur ciel d'été parfaitement dégagé. Les récepteurs spécifiques présents dans vos yeux absorbent cette lumière bleue et vous restez ainsi énergique et vigilant à tout moment de la journée.

### Aide à lutter contre le blues hivernal



Dans les pays où les hivers sont longs, beaucoup de gens souffrent de baisses de forme et d'apathie du fait du manque de lumière. Ces symptômes sont appelés blues hivernal. Ils commencent habituellement en automne et peuvent durer plusieurs semaines. La lampe Philips goLITE BLU vous aide à soulager ces symptômes et à retrouver une humeur et un niveau de forme semblables à ceux de l'été, de manière simple et naturelle.

### Apporte un regain d'énergie



Notre mode de vie actif demande beaucoup d'énergie et nous souhaitons tous être au meilleur de notre forme aussi bien au travail qu'en privé. Au cours de la journée, il arrive d'avoir un petit coup de fatigue. En utilisant la lampe de luminothérapie goLITE BLU à tout moment de la journée, vous augmentez naturellement votre niveau d'énergie et de vigilance.

### 15-45 minutes par jour



Placez le goLITE BLU dans votre champ de vision, inutile de le regarder directement. Il suffit d'utiliser la lampe de luminothérapie goLITE BLU pendant au moins 15 minutes pour améliorer naturellement votre humeur et votre niveau d'énergie, à tout moment. Une utilisation régulière pendant l'hiver vous permettra d'atténuer les symptômes du blues hivernal, sans aucun risque.

### Minuteur et variateurs simples d'utilisation



Réglez la durée de la séance en fonction de vos besoins (15, 30, 45, 60 minutes) et sélectionnez l'intensité lumineuse qui vous convient parmi les trois niveaux proposés grâce au variateur.

## Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

### La lumière, source de bien-être

Luttez contre le blues hivernal	Oui
Augmentez votre niveau d'énergie	Oui
Augmentez votre niveau de vigilance	Oui

### LED à longue durée de vie



Les LED à longue durée de vie de la lampe de luminothérapie goLITE BLU peuvent être utilisées 30 minutes par jour pendant 50 ans, sans perte d'efficacité.

### Sans UV



La lumière bleue pure vous redonne de l'énergie naturellement, comme lors d'une journée ensoleillée mais sans les rayons ultraviolets du soleil.

### Soyez plus énergique



Des études indépendantes montrent que 70 % des utilisateurs se sentent plus en forme après 2 semaines d'utilisation. Bzz Agent UK 2011 ; n = 823

### Cliniquement prouvé\*



Efficacité prouvée\* cliniquement pour lutter contre le blues hivernal et donner un regain d'énergie.

### Expertise Philips



Un produit conçu par Philips, fort de plus d'un siècle d'expertise en matière de luminothérapie.

### Lumière agréable

Lumière bleue spécifique	Oui
Variateur d'intensité lumineuse	Oui, 3 niveaux

Diffusion optique de pointe Oui  
Large champ de traitement Oui

#### Facile à utiliser

Bouton marche/arrêt Oui  
Minuteur de séance 15, 30, 45, 60 min

#### Portable

Design compact Oui  
Fonctionnement sur secteur uniquement Oui

#### Conforme à la directive européenne sur les appareils médicaux

Directive sur les dispositifs médicaux 2007/47/CE  
MDD 93/42/CEE

#### Sécurité et réglementation

Certifié CE 0344 Oui  
Conforme à la norme IEC 60601-1 Ed. 3 Oui  
Ne convient pas à un éclairage général Oui  
Sans UV Aucun rayonnement UV ou UV proche

#### Spécificités techniques

Alimentation 5,4 W  
Tension 100-240 V  
Fréquence 50/60 Hz  
Isolation Classe II (double isolation)  
Type de lampes LED  
Durée de vie des lampes 10 000 heure(s)  
Longueur du cordon 150 cm

#### Poids et dimensions

Dimensions du produit 14 x 14 x 2,5 cm  
Poids du produit 0,3 kg  
Dimensions de l'emballage (l x H x P) : 17 x 18 x 10,5 cm  
Poids de l'emballage 0,5 kg  
Carton principal 2

#### Informations logistiques

Pays d'origine Chine  
Code CTV 884332001

\* Anderson, J. et al. Acta Psychiatr Scand 2009 120: 203-12



Les données sont sujettes à changement  
2015, décembre 7  
Version: 9.3.1  
EAN:

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)