

PHILIPS

Mascarilla oronasal

DreamWear

Paquete de mascarilla oronasal
con almohadilla mediana
y armazón pequeño y mediano



HH1127



La sensación de no llevar mascarilla.*

Con la libertad y comodidad de la mascarilla oronasal DreamWear, podrá dormir a su gusto.

Clips magnéticos

- Los clips para arnés y la almohadilla de la mascarilla contienen imanes

Campo de visión abierto

- Su diseño abierto ofrece un campo de visión amplio

Un diseño innovador

- Libertad de movimientos
- Un diseño modular para tener más opciones

Comodidad y facilidad de uso

- Fácil de usar
- Armazón flexible y suave
- Almohadilla oronasal que no cubre la nariz

Destacados

Libertad de movimientos



Al pasar el tubo a la parte superior, la mascarilla oronasal DreamWear ofrece mayor libertad de movimientos durante la noche. Los usuarios nos explican que no necesitan decidir una posición para dormir cuando llevan la mascarilla oronasal DreamWear*.

No deja marcas rojas en el puente nasal



El diseño innovador de la almohadilla que no cubre la nariz facilita la desaparición de las marcas rojas, de las incomodidades y de la irritación del puente nasal*.

Visión sin obstáculos



Diseño abierto que facilita llevar gafas, leer, ver la televisión y utilizar un ordenador o una tableta antes de quedarse dormido**.

La sensación de no llevar mascarilla



El arazón flexible y suave es cómodo de llevar por la noche. Los usuarios afirman que tienen la sensación de no llevar mascarilla*.

Libertad de elección



Diseño modular que permite a los usuarios elegir la almohadilla que más les convenga, todas en un solo arazón.

Fácil de usar



Muy pocas piezas para facilitar el montaje, el desmontaje y la limpieza.

Clips magnéticos



Póngase en contacto con un profesional de la salud antes de utilizar esta mascarilla. Algunos dispositivos médicos pueden verse afectados por los campos magnéticos. Los clips magnéticos de esta mascarilla se deben mantener a al menos 50 mm (2 pulgadas) de distancia de cualquier dispositivo médico activo, especialmente en el caso de dispositivos implantados como marcapasos, desfibriladores o implantes cocleares. Para obtener más información, lea las instrucciones de uso incluidas en el paquete.

Especificaciones

Advertencia: Interferencias magnéticas

Tenga cuidado con los marcapasos: Read IFU's before use.

Finalidad de uso

Para pacientes <gt/> 30 kg: with CPAP prescription

Detalles del producto

Materiales: Nylon, Polyurethane foam, Polycarbonate, Polyester, Silicone, Spandex

Garantía: 90 days

Presión de funcionamiento: 4 to 30 cmH2O

Nivel de sonido: 17 dBA

Número de piezas: 5

Limpieza: arnés, tubo

Lavar a mano con detergente suave: Rinse thoroughly, hang to dry¹

Limpieza: mascarilla

Lavar a mano con detergente suave: Rinse thoroughly, air dry¹

Sustitución

Inspeccionar a diario por si se observan signos de desgaste: Replace at first sign of wear

