

PHILIPS

Kit S/M con arnés

DreamWear Nasal

Comodidad excepcional

Ajuste y sellado mejorados

Duerma como siempre ha soñado

HH1150/00



DreamWear con un diseño de arnés renovado

Philips Respironics DreamWear, ahora con un arnés renovado, proporciona un nuevo nivel de estabilidad y rendimiento a la mascarilla. El arnés de DreamWear con su exclusivo diseño antideslizante del soporte ayuda a mantener fija la mascarilla toda la noche.

Un diseño innovador

- Ajuste y sellado mejorados
- Duerma como siempre ha soñado
- Estabilidad como nunca antes

Diseño modular

- Comodidad excepcional

Destacados

Comodidad excepcional

El 94% de los usuarios de DreamWear nasal afirmaron en una encuesta que dormían cómodamente con la mascarilla DreamWear con el arnés renovado¹. Los usuarios opinan que esta mascarilla es más cómoda que la mascarilla nasal ResMed Airfit N30i¹.

Ajuste y sellado mejorados

Los usuarios¹ de DreamWear nasal afirmaron que estaban más satisfechos con el ajuste y el sellado^{**} de la mascarilla DreamWear con el arnés renovado que con la mascarilla que les habían prescrito. Según los usuarios de DreamWear nasal, el DreamWear con arnés renovado se ajusta mejor que la mascarilla ResMed Airfit N30i nasal².

Duerma como siempre ha soñado

El hecho de que la mascarilla y el arnés no se muevan le proporcionará una mejor calidad de sueño durante toda la noche. La mayoría de

los usuarios¹ de DreamWear nasal encuestados afirmaron que estaban más satisfechos con la calidad de su sueño al utilizar la mascarilla DreamWear con arnés renovado. Sin ningún tubo que moleste, los pacientes pueden dormir en la posición¹ que deseen, ya sea boca abajo, de lado o boca arriba.

Estabilidad como nunca antes

Con un diseño innovador que ayuda a reducir el deslizamiento, el arnés de DreamWear con soporte proporciona una mayor estabilidad. El soporte funciona igual que las patillas de unas gafas, ya que evita que la mascarilla y el arnés se muevan durante su uso. El 88% de los usuarios¹ de DreamWear nasal dijeron que nuestra mascarilla con arnés renovado era más estable que la original.

Especificaciones

Cleaning

Lavar a mano con detergente suave:

Enjuagar en profundidad, colgar o secar al aire

Detalles del producto

Length of Small Frame: 19 pulgadas

Part Number: 1142376

Reimbursement information: HCPS A7034, A7035

Product Details

Materiales: Silicona, policarbonato, espuma de poliuretano, nylon, spandex, elastómero termoplástico, poliéster

Materiales no incluidos: No está fabricada con látex de caucho natural

Longitud del armazón mediano: 20 pulgadas

Contenido del embalaje: Almohadillas pequeñas y medianas, armazones pequeños y medianos (con arnés con soporte)



* 1. Estudio de preferencias de pacientes sobre el uso del arnés original de DreamWear nasal (n=140). De enero a marzo de 2019 durante 30 días. El arnés original hace referencia al diseño de arnés con hendidura de la mascarilla DreamWear UTN nasal

* 2. Un estudio de preferencias de pacientes sobre el uso del arnés original de DreamWear UTN nasal durante 30 días; n = 121 realizado en abril / mayo de 2019

* **El ajuste y el sellado se analizaron por separado.