

PHILIPS

AVENT

Laktator elektryczny

Dopasowuje się do Ciebie

Działanie sieciowe



SCF395/11



Inspirowany naturą, efektywny dla mamy

Innowacyjna technologia Natural Motion zapewnia szybszy wypływ mleka*

Elektryczny laktator Philips Avent utrzymuje optymalny wypływ pokarmu i delikatnie dostosowuje się do rozmiaru i kształtu brodawki sutkowej. Charakteryzuje go nowa technologia odciągania pokarmu, w której ssanie i nacisk na sutek perfekcyjnie odwzorowują zachowanie dziecka w trakcie karmienia.

Więcej pokarmu w krótszym czasie*

- Technologia Natural Motion zapewnia szybszy wypływ mleka*

Delikatność i wygoda


- Jeden rozmiar lejka dopasowujący się do 99,98% brodawek*
- Wygodna pozycja podczas odciągania, bez pochylania się

Personalizacja

- Spersonalizowana obsługa, 8 modułów fazy stymulacji i 16 modułów ssania
- Cichy silnik zapewnia dyskretne użycie w każdej sytuacji (zasilanie sieciowe)
- Minimalna liczba potrzebnych części i intuicyjna konstrukcja
- Funkcja pamięci
- Funkcja wstrzymania/rozpoczęcia


Zalety

Szybki wypływ pokarmu*



Odciągaj więcej pokarmu w krótszym czasie* dzięki nakładce, która stymuluje brodawkę i odciąga mleko tak, jak dziecko. Urządzenie płynnie przechodzi z trybu stymulacji do trybu odciągania pokarmu i odpowiednio stymuluje sutek i ssanie, aby uzyskać maksymalny wypływ pokarmu. W oparciu o wyniki czasu rozpoczęcia wypływu pokarmu (czas do uzyskania odruchu wypływu pokarmu – MER)*.

Dostosowuje się do brodawki sutkowej



Jeden rozmiar pasujący do wszystkich brodawek. Każda z nas ma różne kształty i rozmiary, ale silikonowa nakładka delikatnie wygina się i dostosowuje do kształtu każdej brodawki sutkowej. Pasuje do 99,98% rozmiarów brodawek* (do 30 mm).

Usiądź wygodnie



Zrelaksuj się podczas odciągania pokarmu dzięki konstrukcji, która pozwala siedzieć prosto. Nie ma potrzeby pochylania się do

przodu; klinicznie udowodniona wygodna pozycja podczas odciągania pokarmu*. W oparciu o wyniki badań klinicznych produktów z udziałem 20 uczestniczek (2019); 90% uczestniczek uważa tę pozycję za komfortową do odciągania pokarmu (pojedynczy elektryczny); 95% uczestniczek uważa tę pozycję za komfortową do odciągania pokarmu (podwójny elektryczny).

Produkt dostosowany do Twoich potrzeb



Dostosuj każdą sesję do swoich potrzeb, korzystając z szerokiej gamy ustawień stymulacji i odciągania pokarmu. Laktator zapewnia 8 poziomów stymulacji i 16 poziomów odciągania pokarmu, co pozwala uzyskać spersonalizowaną obsługę.

Zaprojektowany z myślą o dyskretnym odciąganiu, w każdej sytuacji



Odciągaj pokarm w dowolnym miejscu i czasie dzięki cichemu silnikowi o smukłej konstrukcji. Tylko zasilanie sieciowe.

Łatwe czyszczenie i intuicyjna konstrukcja



Dzięki naszemu systemowi zamkniętego odciągania pokarm nie pozostaje w rurce, więc nie ma potrzeby jej mycia. Mniejsza liczba części sprawia, że ponowne złożenie urządzenia jest bardzo łatwe.

Zatrzymaj, gdy tylko zechcesz



Jeśli musisz dostosować urządzenie lub zrobić sobie przerwę, przycisk uruchomienia/wstrzymania jest zawsze na wyciągnięcie ręki.

Zapisz ulubione ustawienia



Wiesz, co Ci odpowiada? Laktator automatycznie zapamiętuje ostatnie ustawienia, więc wystarczy usiąść i nacisnąć start.

Dane techniczne

Moc

Napięcie zasilania: 100–240 V V

Funkcje

Bez konieczności pochylania się do przodu:

Siedzenie w wygodnej pozycji

Miękka i dostosowująca się nakładka:

Delikatna stymulacja

Ustawienia: 16 poziomów odciągania pokarmu,
8 poziomów stymulacji

Łatwość użytkowania

Korzystanie z laktatora: Łatwe czyszczenie i
składanie, cichy silnik, funkcja pamięci

Materiał

Butelka: Bez bisfenolu A*, Polipropylen

Smoczek: Bez bisfenolu A*, Silikon

Laktator: Bez bisfenolu A* (dot. tylko części
stykających się z pokarmem)

Zawartość zestawu

Zestaw do odciągania pokarmu: 1 szt.

Część silnikowa (tylko zasilanie sieciowe):
1 szt.

Butelka o pojemności 125 ml ze smoczkiem O
mies.+ : 1 szt.

Zasilacz micro-USB (zasilanie sieciowe): 1 szt.

Pokrywka zamykająca: 1 szt.

Jednorazowe wkładki laktacyjne: 2 szt.



* W oparciu o wyniki czasu rozpoczęcia wypływu pokarmu (czas do uzyskania odruchu wypływu pokarmu – MER). Wyniki badania klinicznego z udziałem 20 uczestniczek (Holandia, 2019) w porównaniu z MER w przypadku badania rekomendacji poprzedniej wersji laktatorów Philips z udziałem 9 uczestniczek (Holandia, 2018)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 uczestniczek, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Pielners, 1993, (20 uczestniczek rasy białej, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 uczestniczek, Australia).

* W oparciu o wyniki kwestionariusza przeprowadzonego na 1 tys. nakładek z badania klinicznego z udziałem 20 uczestniczek (Holandia, 2019)

* Laktator nie zawiera Bisfenolu A: dotyczy tylko butelki i innych części stykających się z pokarmem – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011