

PHILIPS

AVENT



เครื่องปัมน้ำนมไฟฟ้า
Advanced

แบบคู่

ใช้งานในแบบใช้สาย



SCF393/11

ได้รับแรงบันดาลใจจากลูกน้อย สะดวกสบายสำหรับคุณ แม่

เทคโนโลยี Natural Motion เพื่อการไหลของน้ำนมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น*

เข้าสู่ยุคใหม่ของวิสัยทัศน์ด้วยเครื่องปัมนมไฟฟ้า Philips Avent Electric Breast Pump ความสมดุลที่สมบูรณ์แบบของการดูดและการกระตุ้นจุกนม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากจังหวะการตีมือของการกและเบาะนุ่มจะปรับให้เข้ากับขนาดและรูปร่างของจุกนมของคุณอย่างอ่อนโยน ดูเพิ่มเติมด้านล่าง

ประโยชน์ด้านอื่นๆ

- เลือกจุกนมที่ไหลในอัตราที่ใช้สำหรับลูกน้อยของคุณ

แบบที่คุณต้องการ

- กระเป๋าสตางค์และถุงใส่เครื่องปัมนม
- ชิ้นส่วนน้อยและการตั้งค่าที่ง่ายดาย
- มอเตอร์ทำงานเงียบเพื่อประสบการณ์ที่ไร้การรบกวนทุกที่ (ใช้งานแบบใช้สาย)
- ฟังก์ชันหยุดชั่วคราว/ทำต่อ
- ตั้งค่าการใช้งานในแบบของคุณ โดยมีให้เลือกระดับ 8 + 16 ระดับ
- ฟังก์ชันหน่วยความจำ

อ่อนโยนและสบาย


- ยางซิลิโคนที่นุ่มและปรับได้
- ปัมน้ำนมโดยไม่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้า

ปัมน้ำนมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ได้น้ำนมเพิ่มขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง*

การค้นหาจุกนมที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ


ไฮไลต์

การไหลของน้ำนมที่รวดเร็ว*



ปัมน้ำนมได้มากขึ้นในเวลาที่น่า้อยลง* ด้วยที่นวดกันกระแทกที่ช่วยกระตุ้นการไหลของน้ำนมให้ออกมาในระดับเดียวกับลูกน้อย สามารถปรับจากโหมดกระตุ้นเป็นโหมดปัมน้ำนมได้อย่างราบรื่น และใช้การกระตุ้นและแรงดูดหัวนมในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ น้ำนมไหลออกมาได้สูงสุด อ้างอิงตามระยะเวลาเริ่มต้นการไหลของน้ำนม (time to Milk Ejection Reflex - MER)*

ปรับให้เข้ากับหัวนมของคุณ



ยางกันกระแทกขนาดเดียวที่เหมาะสมกับหัวนมทุกขนาด เนื่องจากทุกคนมีรูปร่างและขนาดต่างกัน ยางกันกระแทกซิลิโคนจึงยืดหยุ่นได้อย่างอ่อนโยนและปรับให้พอดีกับหัวนมของคุณ โดยสามารถใช้งานกับขนาดหัวนมถึง 99.98%* (สูงสุด 30 มม.)

การค้นหาลูกนมที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ



หากการก่อกำเนิดของคุณไม่ได้รับนมเพียงพออย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงการให้นม หรือมีอาการกระตุกขึ้นในการได้รับนม ให้เปลี่ยนไปใช้ลูกนมที่มีอัตราการไหลสูงขึ้น หากเกิดปัญหาการให้นมอย่างต่อเนื่อง โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

นั่งในท่าสบายๆ



รู้สึกผ่อนคลายขณะปัมน้ำนมด้วยการออกแบบที่ทำให้คุณนั่งในตำแหน่งที่ถูกต้องโดยไม่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้า ไม่จำเป็นต้องโน้มตัวไปข้างหน้า ได้รับการพิสูจน์จากการแพทย์แล้วว่าให้ความรู้สึกสบายในการปัมน้ำนม* จากผลการทดลองทางการแพทย์ของผลิตภัณฑ์ที่มีผู้เข้าร่วม 20 คน (2019); 90% ของผู้เข้าร่วมพบว่าตำแหน่งการปัมน้ำมนั้นสะดวกสบาย (ไฟฟ้าแบบปั๊มเดียว); 95% ของผู้เข้าร่วมพบว่าตำแหน่งการปัมน้ำมนั้นสะดวกสบาย (ไฟฟ้าแบบปั๊มคู่)

หาจุดนมที่ไหลในอัตราที่ใช้



ลูกน้อยแต่ละคนดูดนมไม่เหมือนกันและมีพัฒนาการตามจังหวะของตนเอง เราได้ออกแบบอัตราการไหลที่หลากหลายเพื่อให้คุณหาอัตราที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ

ลูกน้อยและปรับแต่งขบวนการในแบบของคุณ ลูกนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติทุกชิ้นผลิตจากซิลิโคนอ่อนนุ่ม

ปรับให้ตรงกับความต้องการของคุณ



ปรับทุกเซตขึ้นให้ละเอียดได้ตามที่คุณต้องการด้วยการตั้งค่ากระตุ้นและการปัมน้ำนมที่หลากหลาย เครื่องปัมน้ำนมของเราปั๊มระดับการกระตุ้น 8 ระดับและการปัมน้ำนม 16 ระดับเพื่อมอบประสบการณ์ในแบบของคุณ

ทำความสะอาดและตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย



ระบบการปัมน้ำนมแบบปิดของเราจะทำให้ให้นมออกมาจากท่อเพื่อให้ทำความสะอาดได้น้อยลง นอกจากนี้ ชิ้นส่วนที่น้อยลงยังช่วยให้การประกอบกลับทำได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

บันทึกการตั้งค่าโปรดของคุณ



เครื่องที่รู้ใจคุณ เพราะเครื่องปัมน้ำนมจะจดจำการตั้งค่าครั้งล่าสุดของคุณโดยอัตโนมัติ คุณเพียงแค่กดปุ่มและกดปุ่มเริ่ม

ไฮไลต์

กระเป๋าและถุงใส่เครื่องปัมน้ำนม



ใช้กระเป๋าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะและกระเป๋าเก็บ
อุณหภูมิเพื่อนำเครื่องปัมนมติดตัวไปกับคุณและลด
ปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด

ปัมน้ำนมได้ทุกที่อย่างเหมาะสม



ปัมน้ำนมได้ทุกที่และทุกเวลาตามที่คุณต้องการด้วย
มอเตอร์ทำงานเงียบของเราที่มีดีไซน์เพรียวบาง โดยเฉพาะ
การใช้งานแบบมีสายเท่านั้น

หยุดได้ทุกเมื่อที่ต้องการ



หากคุณต้องการปรับหรือหยุดพัก ปุ่มเริ่ม/หยุด
ชั่วคราวอยู่ใกล้แค่เพียงปลายนิ้ว

รายละเอียดเฉพาะ

กำลังไฟ

แรงดันไฟฟ้าหลัก: 100 - 240 V

วัสดุ

ที่ปัมน้ำนม: ปลอดภัย BPA* (เฉพาะส่วนที่สัมผัสกับอาหาร)

อุปกรณ์ต่างๆ

กระเป๋ารองรับเพื่อพกพา: 1 ชิ้น
แผ่นซับน้ำนมแบบใช้แล้วทิ้ง: 2 ชิ้น
ชุดปัมน้ำนม: 2 ชิ้น
กระเป๋ากีบอุณหภูมิต่ำ: 1 ชิ้น
แท่นมอเตอร์ (ใช้งานแบบมีสายเท่านั้น): 1 ชิ้น
แผ่นปิดฝาเกลียว: 2 ชิ้น

อะแดปเตอร์ Micro-USB (ใช้งานแบบใช้สาย): 1 ชิ้น
ขวดนมขนาด 4 ออนซ์: 2 ชิ้น
จุกนมไหลช้า: 2 ชิ้น

ฟังก์ชัน

ยางกันกระแทกที่นุ่มและปรับได้: กระตุ้นการหลั่งอย่างอ่อนโยน



* อ้างอิงตามระยะเวลาเริ่มต้นการไหลของน้ำนม (time to Milk Ejection Reflex - MER) ผลจากการทดลองทางคลินิกกับผู้เข้าร่วม 20 คน (เนเธอร์แลนด์, 2019) เทียบกับเวลากับผลลัพธ์ MER สำหรับเทคโนโลยีการปัมน้ำนมรุ่นก่อนของ Philips จากการศึกษาความเป็นไปได้กับผู้เข้าร่วม 9 คน (เนเธอร์แลนด์, 2018)

* 1) Mangel et al. ความยากลำบากในการให้นมลูกน้อย ระยะเวลาการให้นม ดัชนีมวลกายของมารดา และกายวิภาคของเต้านม: ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เวชศาสตร์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, 2019, (ผู้เข้าร่วม 109 คน, อิสราเอล); (2) Ziemer et al. การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังและความเจ็บปวดในหัวนมในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของการให้นมบุตร

* วารสารสูติรีเวช และการพยาบาลทารกแรกเกิด, 1993, (ผู้เข้าร่วมชายผิวขาว 20 คน, สหรัฐอเมริกา); (3) Ramsay et al. นิยามใหม่ของการกายวิภาคของเต้านมของมนุษย์ที่ให้นมบุตรด้วยการถ่ายภาพอัลตราซาวด์, 2005, (ผู้เข้าร่วม 28 คน, ออสเตรเลีย)

* อ้างอิงตามผลแบบสอบถามการใช้ที่กันกระแทก 1k จากการทดลองทางคลินิกกับผู้เข้าร่วม 20 คน (เนเธอร์แลนด์, 2019)

* ที่ปัมน้ำนมปลอดภัย BPA: มีความเกี่ยวข้องกับส่วนของขวดและชิ้นส่วนอื่นๆ ที่มีการสัมผัสกับน้ำนมเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด EU 10/2011