

PHILIPS

AVENT



Nappflaska

Natural Response

1 flaska

260 ml

Flöde 3-dinapp

3-6 m



SCY903/67

Följer bebisens sugrytm

En dinapp som fungerar som ett bröst

Natural Response dinapp frigör endast mjölk när bebisen aktivt dricker. Bibisen kan dricka, svälja och andas med sin naturliga rytm, som när hen ammar. Gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning.

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

- Nappen frigör mjölk när bebisen dricker
- Naturligt grepp med bröstformad napp

Övriga fördelar

- Samma produkter, ny navigation
- Enkel att använda, enkel att rengöra och snabb att montera
- Välj rätt nappflöde för din bebis
- Droppfri dinapp förhindrar spill och förlorad mjölk
- Kompatibel med hela Philips Avent-sortimentet
- Lätt att hålla i även för små händer
- Enkel att använda, enkel att rengöra och snabb att montera
- Natural Response dinappar och -flaskor är BPA-fria*
- Ha tålamod medan bebis anpassar sig

Leder bort luft från bebisens mage

Det är viktigt att hitta rätt napp

Funktioner

Natural Response Nipple



Natural Response Nipple fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisens dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.

Naturligt grepp



Den breda, mjuka och flexibla nappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket underlättar för bebisens att få tag och dricka.

Det är viktigt att hitta rätt napp



Vi lär oss alla i vår egen takt. Att suga är en färdighet som vissa barn utvecklar snabbare än andra. Därför kan vissa barn initialt ha nytta av vår "Första flödet"-napp (napp 0) innan de går över till Natural Response-napparna. Byt till "Första flödet"-nappen om det tar längre än 20 minuter för ditt barn att dricka 50 ml med Natural Response-napparna. Prova en Natural Response-napp med högre flödes hastighet om

barnet leker med nappen i stället för att dricka eller verkar frustrerad. Kontakta din läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.

Ventil som motverkar tecken på kolik



Ventil som motverkar kolik som är utformad för att hålla luften borta från bebisens mage för att minska risken för kolik och obehag.

Droppfri dinapp



Dinappens öppning är utformad för att endast frigöra mjölk när bebisens äter för att du inte ska spilla mjölk, hemma eller på språng.

Hitta rätt nappflöde



Alla bebisar äter på olika sätt och utvecklas i sin egen takt. Vi har utformat en rad flödes hastigheter så att du kan hitta den som är perfekt för din bebis och anpassa din flaska. Alla Natural Response Nipple-nappar är tillverkade av mjukt silikon.

Samma produkter, ny navigation



Vi har gått över till ett tempobaserat flödesnavigeringssystem. Börja med den dinapp som medföljer flaskan. Prova med ett lägre flöde om mjölk rinner ut från barnets mun eller om barnet sväljer häftigt. Prova med ett högre flöde om barnet leker med dinappen i stället för att dricka eller om hen verkar frustrerad. Under tiden som vi genomför den här uppdateringen kan du få endera förpackning.

Enkel att använda och rengöra



En bred flaskhals gör flaskan enkel att fylla på och rengöra. Den består av få delar, vilket gör att den går enkelt och snabbt att sätta ihop.

Lätt att hålla i



Den ergonomiska flaskan är lätt att greppa i alla vinklar för maximal komfort vid matning. Lätt att hålla både för dig och bebisens.

Funktioner

Enkel att använda och rengöra



En bred flaskhals gör flaskan enkel att fylla på och rengöra. Den består av få delar, vilket gör att den går enkelt och snabbt att sätta ihop.

Kompatibel med hela sortimentet



Kombinera våra bröstpumps-, flask- och muggdelar och skapa en produkt som fungerar för dig – när du behöver den!

Ha tålamod medan bebisen anpassar sig



Våra nya Natural Response-nappflaskor skiljer sig från nappflaskor med fritt flöde. Precis som med amning kan det ta några gånger innan det flyter på. Det är helt naturligt.

BPA-fri*



Philips Avent Natural-flaskorna och dinapparna är tillverkade i ett BPA-fritt* material.

Specifikationer

Material

Napp: Silikon, BPA-fri*

Vad medföljer?

260 ml-nappflaska: 1 delar

Mediumnapp: 1 st.

Funktioner

Nappegenskaper: Naturligt grepp, Droppfri design, Mjuk och flexibel, Ventil som motverkar tecken på kolik

