

# PHILIPS

## AVENT

3 Biberones 260ml,  
tetina T3, 1m+

Natural Response

3 biberones

260 ml

Tetina flujo 3

3-6 meses



SCY903/03

## Mantiene el ritmo de succión individual del bebé

### Una tetina que funciona como un pecho

La tetina Natural Response libera la leche solo cuando el bebé bebe activamente. Los bebés pueden succionar siguiendo su propio ritmo, como con el pecho, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón. Encontrar la tetina correcta es importante. Obtenga más información a continuación.

#### Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

- Enganche natural con tetina en forma de pecho
- La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

#### Otras ventajas

- Elige el flujo de tetina adecuado para el bebé
- Los mismos productos, nueva clasificación
- El diseño antigoteo de la tetina evita derrames y pérdidas de leche
- Compatible con toda la gama Philips Avent
- Fácil de agarrar incluso con manitas pequeñas
- Fácil de usar, limpiar y rápido de montar
- Las tetinas y los biberones Natural Response no contienen BPA\*
- Ser paciente mientras el bebé se ajusta

#### Expulsa el aire de la barriguita del bebé

- Diseñado para reducir los cólicos y las molestias

#### Encontrar la tetina correcta es importante

## Natural Response

3 Biberones 260ml, tetina T3, 1m+

SCY903/03

# Destacados

### Tetina Natural Response



La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

### Enganche natural



La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.

### Encontrar la tetina correcta es importante



Todos aprendemos a nuestro propio ritmo: la succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que algunos bebés podrían beneficiarse inicialmente de nuestra tetina de "Primer flujo" (tetina 0) antes de pasar a las tetinas Natural Response. Cambie a la tetina "Primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml con las tetinas Natural Response. Pruebe con una tetina Natural

Response con una velocidad de flujo más alta si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional sanitario.

### Válvula anticólicos



La válvula anticólicos se ha diseñado para reducir la ingestión de aire de la barriguita del bebé durante la alimentación, ayudando a reducir los cólicos.

### Tetina antigoteo



La abertura de la tetina está diseñada para liberar leche solo cuando el bebé esté succionando. De este modo, se puede evitar la pérdida de leche, en cualquier lugar.

### Encuentra el flujo de tetina adecuado




Cada bebé se alimenta de forma diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Hemos diseñado una amplia gama de flujos para que puedas encontrar el más adecuado para tu bebé y personalizar el biberón. Todas las tetinas Natural Response están hechas de silicona suave.

### Los mismos productos, nueva clasificación



Estamos cambiando a un sistema de transición por flujo gradual. Comience por la tetina que viene con el biberón. Pruebe una velocidad de flujo menor si el bebé "engulle" la leche o si le gotea por la boca. Pruebe un flujo más alto si el bebé juega con la tetina o parece frustrado. A medida que vayamos implementando el cambio, es posible que encuentre cualquier una de las versiones en el packaging.

### Fácil de usar y limpiar



El cuello ancho del biberón facilita el llenado y la limpieza. El número de piezas se ha reducido para disfrutar de un montaje rápido y sencillo.

### Fácil de agarrar



El biberón ergonómico es fácil de sujetar en cualquier ángulo para ofrecer la máxima comodidad durante la alimentación. Fácil agarrar tanto con tus manos como con las manos pequeñas de tu bebé.

## Natural Response

3 Biberones 260ml, tetina T3, 1m+

SCY903/03

# Destacados

### Compatible con toda la gama



Combina las piezas de nuestros extractores de leche, biberones y vasos. Crea el producto ideal para ti, siempre que lo necesites.

### Sin BPA\*



Las tetinas y los biberones Philips Avent están fabricados con material sin BPA\*.

### Ser paciente mientras el bebé se ajusta



Nuestros nuevos biberones Natural Response son diferentes de los biberones de flujo libre. Al igual que la lactancia materna, tu bebé podrá llevar algún tiempo hasta aprender a hacerlo bien. Es totalmente normal y natural.

## Natural Response

3 Biberones 260ml, tetina T3, 1m+

SCY903/03

# Especificaciones

### Material

**Tetina:** Silicona, Sin BPA\*

### Qué incluye

**Biberón de 260 ml:** 3 uds

**Tetina de flujo medio:** 3 uds.

### Funciones

**Características de la tetina:** Enganche natural, Diseño antigoteo, Suave y flexible, Válvula anticólicos

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Fecha de emisión  
2025-08-28  
Versión: 26.26.1

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

EAN: 87 10103 99074 1

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011