

PHILIPS

AVENT

Natural Response
dinapp

Natural Response

Natural Response dinapp

2 delar

Dinapp med långsamt flöde

2
•••••



SCY962/02

Följer bebisens sugrytm

En dinapp som fungerar som ett bröst

Natural Response dinapp frigör endast mjölk när bebisens aktivt dricker. Bebisens kan dricka, svälja och andas med sin naturliga rytm, som när hen ammar. Gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning.

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

- Naturligt grepp med bröstformad dinapp
- Samma produkter, ny navigation
- Dinappen frigör mjölk när bebisens dricker

Kvalitetsprodukt för sinnesro

- Pappersförpackning med 80 % mindre koldioxidavtryck*
- Natural Response-nappar och -flaskor är BPA-fria***

Utformad för ditt barns komfort

- Utformad för att minska risken för kolik och obehag
- Flera flödes hastigheter tillgängliga
- Droppfri napp förhindrar spill och förlorad mjölk
- Ha tålamod medan bebisens anpassar sig

Det är viktigt att hitta rätt napp

- Det är viktigt att hitta rätt napp

Funktioner

Natural Response dinapp



Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisens dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.

Naturligt grepp



Den breda, mjuka och flexibla dinappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket gör det lättare för bebisens att få ett bra tag och börja dricka.

Det är viktigt att hitta rätt napp



Om ditt nyfödda barn konsekvent inte får i sig tillräckligt med mjölk under matningstillfällena eller har svårt att få i sig mjölk ska du byta till en napp med högre flödes hastighet. Kontakta din läkare eller barnmorska om problem vid matning kvarstår.

Ventil som motverkar tecken på kolik



Ventil som motverkar kolik som är utformad för att hålla luften borta från bebisens mage för att minska risken för kolik och obehag.

Droppfri napp



Nappöppningen är utformad för att endast frigöra mjölk när bebisens äter för att du inte ska spilla mjölk oavsett om du är hemma eller inte.

Flera flödes hastigheter tillgängliga



Alla bebisar äter på olika sätt och utvecklas i sin egen takt. Vi har utformat en rad flödes hastigheter så att du kan hitta den som är perfekt för din bebis och anpassa din flaska. Alla Natural Response Nipple-nappar är tillverkade av mjukt silikon.

Samma produkter, ny navigation



Vi har gått över till ett tempobaserat flödesnavigeringssystem. Börja med den dinapp som medföljer flaskan. Prova med ett lägre flöde om mjölk rinner ut från barnets mun eller om barnet sväljer häftigt. Prova med ett högre flöde om barnet leker med dinappen i stället för att dricka eller om hen verkar frustrerad. Under tiden som vi genomför den här uppdateringen kan du få endera förpackning.

Funktioner

Pappersförpackning, mindre koldioxidutsläpp



Vi har minskat vårt koldioxidavtryck genom att byta ut våra nappförpackningar mot 100 % hållbart framtagna pappersförpackningar. Resultatet? 300 ton mindre plast per år** och 88 % mindre användning av fossila bränslen*, vilket gör att vi minimerar påverkan på vår planet där vi kan.

Ha tålamod medan bebisen anpassar sig



Våra nya Natural Response-nappflaskor skiljer sig från nappflaskor med fritt flöde. Precis som med amning kan det ta några gånger innan det flyter på. Det är helt naturligt.

BPA-fri***



Philips Avent Natural-flaskorna och -napparna är tillverkade i ett BPA-fritt*** material.

Specifikationer

Material

Napp: Silikon, BPA-fri***

Vad medföljer?

Långsam napp: 2 st.

Funktioner

Nappegenskaper: Naturligt grepp, Droppfri design, Mjuk och flexibel, Ventil som motverkar tecken på kolik

