

# PHILIPS

# AVENT

2 Tetinas T1, flujo  
muy lento

Natural Response

Tetina

2 unidades

Tetina 1

Flujo muy lento



SCY961/02

## Mantiene el ritmo de succión individual del bebé

### Una tetina que funciona como el pecho

La tetina Natural Response libera la leche solo cuando el bebé bebe activamente. Los bebés pueden succionar siguiendo su propio ritmo, como con el pecho, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón. Encontrar la tetina correcta es importante. Obtenga más información a continuación.

#### Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

- Enganche natural con tetina en forma de pecho
- Los mismos productos, nueva navegación
- La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

#### Producto de calidad para tu tranquilidad

- Embalaje de papel, 80% menos\* huella de carbono
- Las tetinas y los biberones Natural Response no contienen BPA\*\*\*

#### Diseñado para la comodidad de tu bebé

- Diseñado para reducir los cólicos y las molestias
- Gama tetinas - flujos disponibles
- El diseño antigoteo de la tetina evita derrames y pérdidas de leche
- Ser paciente mientras el bebé se ajusta
- Encontrar la tetina correcta es importante

## Natural Response

2 Tetinas T1, flujo muy lento

# Destacados

### Tetina Natural Response



La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

### Enganche natural



La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la textura del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.

### Encontrar la tetina correcta es importante



Si el bebé recién nacido no toma suficiente leche durante las tomas o le es difícil tomar leche, cambie a una tetina con una velocidad de flujo

más alta. Si se producen problemas persistentes durante la lactancia, consulte con un profesional sanitario.

### Válvula anticólicos



La válvula anticólicos se ha diseñado para expulsar el aire de la barriguita del bebé durante la alimentación, y para ayudar a reducir la incomodidad y los cólicos.

### Tetina antigoteo



La abertura de la tetina está diseñada para liberar leche solo cuando el bebé esté succionando. De este modo, se puede evitar la pérdida de leche con total confianza, tanto en casa como fuera de ella.

### Gama tetinas - flujos disponibles



Cada bebé se alimenta de forma diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Hemos diseñado una amplia gama de flujos para que puedas

SCY961/02

encontrar el más adecuado para tu bebé y personalizar el biberón. Todas las tetinas Natural Response están hechas de silicona suave.

### Los mismos productos, nueva navegación



Hemos cambiado a un sistema de transición por flujo gradual. Comienza por la tetina que viene con el biberón. Prueba una velocidad de flujo menor si el bebé traga demasiada leche de golpe o si le gotea por la boca. Prueba un flujo más alto si el bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrado. A medida que vayamos implementando el cambio, es posible que recibas cualquiera de los estilos de pack.

## Natural Response

2 Tetinas T1, flujo muy lento

SCY961/02

# Destacados

### Embalaje de papel, menos emisiones de CO2



Hemos reducido nuestra huella de carbono al cambiar el embalaje de nuestras tetinas a 100% papel obtenido de forma responsable. ¿El resultado? 300 toneladas menos de plástico al año\*\* y un 88% menos de uso de combustibles fósiles\* para minimizar el impacto en nuestro planeta.

### Ser paciente mientras el bebé se ajusta



Nuestros nuevos biberones Natural Response son diferentes de los biberones de flujo libre. Al igual que la lactancia materna, tu bebé podrá llevar algún tiempo hasta aprender a hacerlo bien. Es totalmente normal y natural.

### Sin BPA\*\*\*



Las tetinas y los biberones Philips Avent Natural están fabricados con material sin BPA\*\*\*.

## Especificaciones

### Material

Tetina: Silicona, Sin BPA\*\*\*

### Qué incluye

Tetina de flujo muy lento: 2 uds.

### Funciones

Características de la tetina: Enganche natural, Diseño antigoteo, Suave y flexible, Válvula anticólicos

