

PHILIPS

AVENT

Žindukas

Natural Response

2 vnt.

3 mėn. +

Greitos tėkmės žindukas

Nepralaša



„Natural Response“ žindukas

Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą

Žindukas, kuris veikia kaip krūtinė

„Natural Response“ žindukas išskiria pieną tik tada, kai kūdikis aktyviai geria. Kūdikiai gali gerti, nuryti ir kvėpuoti natūraliu savo ritmu, pavyzdžiui, kaip gulėdami prie krūties. Todėl patogiu derinti maitinimą krūtimi ir buteliukais.

Lengva derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku

- Natūralus apžiojimas
- Tie patys produktai, naujas valdymas
- „Natural Response“ žindukas

Kokybiškas produktas jūsų ramybei

- Popierinė pakuotė, kurios anglies dioksido pėdsakas yra 80 % mažesnis*
- Natūralaus atsako speneliai ir buteliukai yra be BPA***

Sukurta jūsų kūdikio patogumui

- Sumažina dieglius ir diskomfortą
- Galimų srautų intervalas
- Nelašančio čiulptuko dizainas apsaugo nuo išsiliejimo ir pieno praradimo
- Palaukite, kol kūdikis prisitaikys

Svarbu rasti tinkamą žinduką

- Tinkamo srauto žindukas

Ypatybės

„Natural Response“ žindukas



„Natural Response“ žindukas sukurtas taip, kad atkartotų krūties pojūtį ir jos veikimą"

Natūralus apžiojimas



Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.

Dieglius mažinantis vožtuvas



Dieglius mažinantis vožtuvas sukurtas taip, kad maitinant oras nepatektų į kūdikio pilvuką, sumažėtų diegliai ir diskomfortas.

Svarbu rasti tinkamą žinduką



Jei jūsų naujagimis nuolat nepriima pakankamai pieno per visus maitinimo seansus arba patiria nepatogumų gerdamas pieną, pereikite prie

žinduko su didesniu srautu. Jei maitinimo problemos nesiliauja, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Nelašantis čiulptukas



Čiulptuko anga sukurta taip, kad išskirtų pieną tik tada, kai kūdikis žindomas. Taigi galite užtikrintai išvengti pieno praradimo namuose ar keliaudami.

Galimų srautų intervalas



Kiekvienas kūdikis žindomas skirtingai ir vystosi savo tempu. Sukūrėme įvairaus srauto asortimentą, kad galėtumėte rasti geriausią jūsų kūdikiui ir individualizuoti savo buteliuką. Visi natūralaus atsako speneliai pagaminti iš minkšto silikono.

Tie patys produktai, naujas valdymas



Perėjome prie srauto valdymo sistemos, pagrįstos tempu. Pradėkite nuo su buteliuku tiekiamo žinduko. Išbandykite mažesnį srautą, jei pienas išteka iš kūdikio burnos arba kūdikis gurkšnoja. Išbandykite didesnį srautą, jei kūdikis, užuot gėręs, žaidžia su žinduku arba atrodo suirzęs. Kai atliksime šį atnaujinimą, galite gauti bet kurio stiliaus pakuotę.

Popierinė pakuotė, mažiau išmetamo anglies dioksido



Sumažinome anglies dioksido pėdsaką, pakeitę savo čiulptukų pakuotes į 100 % atsakingai išgaunamą popierinę pakuotę. Rezultatas? 300 tonų mažiau plastiko per metus** ir panaudota 88 % mažiau iškastinio kuro*, mažinant poveikį mūsų planetai visur, kur tik galime.

Palaukite, kol kūdikis prisitaikys



Mūsų nauji natūralaus atsako kūdikių buteliukai skiriasi nuo laisvo srauto kūdikių buteliukų. Kaip ir maitinant krūtimi, gali prireikti kelių bandymų. Tai visiškai natūralu.

Be BPA***



„Philips Avent Natural“ buteliukai ir speneliai pagaminti iš medžiagos be BPA***.

Specifikacijos

Flow

Thick Liquid: „Flow 4“ tėkmė

Medžiaga

Čiulptukas: Silikoninis, Be BPA***

Čiulptukas: Be BPA*, Be bisfenolio A (BPA)

Kas pridedama

Čiulptukas: 2 vnt.

Greito tiekimo čiulptukas: 2 vnt.

Čiulptukas

Mėnesiai: 0 mėn. ir daugiau

Skylutės: 4 angos

Funkcijos

Dieglius mažinantis vožtuvas

Žindymas: Lengva derinti maitinimą krūtimi ir iš buteliuko, Natūralus žindymas, Skatina priimti žinduką

Lengva naudoti: Lengva plauti ir surinkti, Neprateka

Suderinamumas: Visiškas „Classic+“ suderinamumas

Spėnėlių funkcijos: Natūralus žindymas, Sukonstruotas, kad nelašėtų, Minkštas ir lankstus, Dieglius mažinantis vožtuvas

Vystymosi etapai

Etapas: 3-6 mėn., 3-12 mėn.

