

PHILIPS

AVENT

Biberón cristal
120ml, tetina T2

Natural Response

1 biberón

120 ml

Tetina 2

Flujo lento

SCY930/01



Mantiene el ritmo de succión individual del bebé

Una tetina que funciona como el pecho

La tetina Natural Response solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Los bebés pueden succionar, tragar y respirar siguiendo su ritmo natural, como en el pecho. Esto facilita la combinación entre lactancia materna y el biberón.

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

- Enganche natural con tetina en forma de pecho
- La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

Otras ventajas

- El diseño antigoteo de la tetina evita derrames y pérdidas de leche
- Fácil de usar y limpiar y rápido de montar
- Los mismos productos, nueva clasificación
- Cristal de calidad farmacéutica, pureza y resistencia al calor
- Elige el flujo de tetina adecuado para el bebé
- Las tetinas y los biberones Natural Response no contienen BPA*
- Ser paciente mientras el bebé se ajusta

Expulsa el aire de la barriguita del bebé

- Diseñado para reducir los cólicos y las molestias

Encontrar la tetina correcta es importante

- Encontrar la tetina correcta es importante

Natural Response

Biberón cristal 120ml, tetina T2

SCY930/01

Destacados

Tetina Natural Response



La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Enganche natural



La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la textura del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.

Encontrar la tetina correcta es importante



Todos aprendemos a nuestro propio ritmo: la succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que algunos bebés podrían beneficiarse inicialmente de nuestra tetina de "Primer flujo" (tetina 0) antes de pasar a las tetinas Natural Response. Cambie a la tetina "Primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml con las tetinas Natural Response. Pruebe con una tetina Natural

Response con una velocidad de flujo más alta si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional sanitario.

Válvula anticólicos



La válvula anticólicos se ha diseñado para reducir la ingestia de aire de la barriguita del bebé durante la alimentación, ayudando a reducir los cólicos.

Tetina antigoteo



La abertura de la tetina está diseñada para liberar leche solo cuando el bebé esté succionando. De este modo, se puede evitar la pérdida de leche con total confianza, tanto en casa como fuera de ella.

Cristal resistente al calor



El biberón de cristal de borosilicato de alta calidad Philips Avent es resistente al calor y a los impactos térmicos. Por lo tanto, se puede guardar con seguridad en el frigorífico, caliente y también es adecuado para esterilización.

Encuentra el flujo de tetina adecuado



Cada bebé se alimenta de forma diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Hemos diseñado una amplia gama de flujos para que puedas encontrar el más adecuado para tu bebé y personalizar el biberón. Todas las tetinas Natural Response están hechas de silicona suave.

Los mismos productos, nueva clasificación



Estamos cambiando a un sistema de transición por flujo gradual. Comience por la tetina que viene con el biberón. Pruebe una velocidad de flujo menor si el bebé "engulle" la leche o si le gotea por la boca. Pruebe un flujo más alto si el bebé juega con la tetina o parece frustrado. A medida que vayamos implementando el cambio, es posible que encuentre cualquier una de las versiones en el packaging.

Natural Response

Biberón cristal 120ml, tetina T2

SCY930/01

Destacados

Fácil de usar y limpiar



El cuello ancho del biberón facilita el llenado y la limpieza. El número de piezas se ha reducido para disfrutar de un montaje rápido y sencillo.

Sin BPA*



Las tetinas y los biberones Philips Avent están fabricados con material sin BPA*.

Ser paciente mientras el bebé se ajusta



Nuestros nuevos biberones Natural Response son diferentes de los biberones de flujo libre. Al igual que la lactancia materna, tu bebé podrá llevar algún tiempo hasta aprender a hacerlo bien. Es totalmente normal y natural.

Especificaciones

Material

Tetina: Silicona, Sin BPA*

Qué incluye

Biberón de 120 ml: 1 uds

Tetina de flujo lento: 1 ud.

Funciones

Características de la tetina: Enganche natural, Diseño antigoteo, Suave y flexible, Válvula anticólicos

