

PHILIPS

AVENT

Nappflaska

Natural Response

1 flaska

260 ml

Dinapp med normalt flöde

3-6 m



SCY903

Följer bebisens sugrytm

En napp som fungerar som ett bröst

Natural Response-nappen släpper endast ut mjölk när barnet aktivt dricker. Barnet kan dricka i samma takt som vid amning, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Det är viktigt att hitta rätt napp. Se mer information nedan.

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

- Nappen frigör mjölk när bebisens dricker
- Naturligt grepp med bröstformad napp

Övriga fördelar

- Droppfri dinapp förhindrar spill och förlorad mjölk

Övriga fördelar

- Samma produkter, ny navigation
- Lätt att hålla i även för små händer
- Utforska vårt flasksortiment
- Välj rätt nappflöde för din bebis
- Ha tålamod medan bebisens anpassar sig
- Kompatibel med hela Philips Avent-sortimentet

Leder bort luft från bebisens mage

Det är viktigt att hitta rätt napp

Funktioner

Natural Response Nipple



Natural Response Nipple fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisens dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.

Naturligt grepp



Den breda, mjuka och flexibla nappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket underlättar för bebisens att få tag och dricka.

Det är viktigt att hitta rätt napp



Om ditt nyfödda barn konsekvent inte får i sig tillräckligt med mjölk under matningstillfällena eller har svårt att få i sig mjölk ska du byta till en napp med högre flödes hastighet. Kontakta din läkare eller barnmorska om problem vid matning kvarstår.

Ventil som motverkar tecken på kolik



Ventil som motverkar kolik som är utformad för att hålla luften borta från bebisens mage för att minska risken för kolik och obehag.

Droppfri dinapp



Dinappens öppning är utformad för att endast frigöra mjölk när bebisens äter för att du inte ska spilla mjölk, hemma eller på språng.

Hitta rätt nappflöde



Alla bebisar äter på olika sätt och utvecklas i sin egen takt. Vi har utformat en rad flödes hastigheter så att du kan hitta den som är perfekt för din bebis och anpassa din flaska. Alla Natural Response Nipple-nappar är tillverkade av mjukt silikon.

Samma produkter, ny navigation



Vi har gått över till ett tempobaserat flödesnavigeringssystem. Börja med den dinapp som medföljer flaskan. Prova med ett lägre flöde om mjölk rinner ut från barnets mun eller om barnet sväljer häftigt. Prova med ett högre flöde om barnet leker med dinappen i stället för att dricka eller om hen verkar frustrerad. Under tiden som vi genomför den här uppdateringen kan du få endera förpackning.

Enkel att använda och rengöra



En bred flaskhals gör flaskan enkel att fylla på och rengöra. Den består av få delar, vilket gör att den går enkelt och snabbt att sätta ihop.

Lätt att hålla i



Den ergonomiska flaskan är lätt att greppa i alla vinklar för maximal komfort vid matning. Lätt att hålla både för dig och bebisens.

Funktioner

Kompatibel med hela sortimentet



Kombinera våra bröstpumps-, flask- och muggdelar och skapa en produkt som fungerar för dig – när du behöver den!

BPA-fri*



Philips Avent Natural-flaskorna och dinapparna är tillverkade i ett BPA-fritt* material.

Ha tålamod medan bebisen anpassar sig



Våra nya Natural Response-nappflaskor skiljer sig från nappflaskor med fritt flöde. Precis som med amning kan det ta några gånger innan det flyter på. Det är helt naturligt.

Utforska vårt flasksortiment



Våra flaskor finns i olika storlekar för att bättre passa ditt barns behov. Välj bland en rad olika alternativ för att hitta den perfekta passformen för ditt barn, för komfort i varje stadium.

Specifikationer

Material

Napp: Silikon, BPA-fri*

Vad medföljer?

260 ml-nappflaska: 1 delar

Mediumnapp: 1 st.

Funktioner

Nappegenskaper: Naturligt grepp, Droppfri design, Mjuk och flexibel, Ventil som motverkar tecken på kolik

