

PHILIPS

Zoom!



DayWhite 6%

Take-Home Bulk



DIS121/25

Resultados comprovados e uma excelente satisfação de pacientes

Branqueamento seguro, eficaz e fácil de utilizar

Ajude os seus pacientes a alcançar até 6 tons de maior brancura dos dentes* em 2 semanas. Nenhuma ou pouca sensibilidade. Fácil de utilizar graças ao intuitivo guia de início rápido. Pode ser utilizado uma ou duas vezes por dia para se adaptar a qualquer horário. Seguro para o esmalte

Utilização segura

- Segurança comprovada no esmalte

Excelente satisfação de pacientes


- Nenhuma ou pouca sensibilidade** após 14 dias de utilização
- Fácil de utilizar graças ao guia de início rápido incluído

Resultados clinicamente comprovados

- Até 6 tons de maior brancura comprovada em 2 semanas*


Destaques

Até 6 tons de maior brancura*




O estudo clínico in vivo concluiu que a utilização do DayWhite 6% HP 1 vez por dia durante 14 dias resulta numa alteração de cor de até 6 tons*. Também pode ser utilizado 2 vezes por dia para uma eficácia superior.

Seguro para o esmalte




Segurança comprovada no esmalte.

Nenhuma ou pouca sensibilidade**



Concebido para evitar a sensibilidade dentária causada pelo branqueamento. O gel contém nitrato de potássio e fluoreto de sódio para conforto do paciente. 100% dos pacientes confirmaram que tiveram nenhuma ou pouca sensibilidade nos dentes após 14 dias de utilização (1 vez por dia)**

Fácil de utilizar



96% dos pacientes acham o Philips Zoom! Take-Home fácil de utilizar***

Especificações

Itens incluídos

Estojo do molde: Não

Guia de início rápido: Não

Seringas: 25 (3 tratamentos por seringa)

Guia de tons: Não



* quando utilizado 1 vez por dia durante 14 dias.

** n=46, EUA, 2024, participantes que utilizam DayWhite 6% HP uma vez por dia durante 14 dias.

*** n=131, EUA, 2024, participantes que utilizam DayWhite 6% HP uma ou duas vezes por dia, ou NiteWhite 16% CP uma vez por dia durante 14 dias.