

PHILIPS

AVENT

Natural-nappflaska i
glas

Natural Response

1 flaska

240 ml

Flöde 3-dinapp

3-6 m

SCY933/01



Följer bebisens sugrytm

En dinapp som fungerar som ett bröst

Natural Response dinapp frigör endast mjölk när bebisens aktivitet dricker. Bebisens kan dricka, svälja och andas med sin naturliga rytm, som när hen ammar. Gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning.

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

- Nappen frigör mjölk när bebisens dricker
- Naturligt grepp med bröstformad napp

Övriga fördelar

- Välj rätt nappflöde för din bebis
- Samma produkter, ny navigation
- Droppfri dinapp förhindrar spill och förlorad mjölk
- Enkel att använda, enkel att rengöra och snabb att montera
- Natural Response dinappar och -flaskor är BPA-fria*
- Farmaceutiskt glas, farmaceutisk renhet och farmaceutisk värmebeständighet
- Ha tålamod medan bebisens anpassar sig

Leder bort luft från bebisens mage

- Utformad för att minska risken för kolik och obehag

Funktioner

Natural Response Nipple



Natural Response Nipple fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.

Naturligt grepp




Den breda, mjuka och flexibla nappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket underlättar för bebisen att få tag och dricka.

Ventil som motverkar tecken på kolik




Ventil som motverkar kolik som är utformad för att hålla luften borta från bebisens mage för att minska risken för kolik och obehag.

Droppfri dinapp



Dinappens öppning är utformad för att endast frigöra mjölk när bebisen äter för att du inte ska spilla mjölk, hemma eller på språng.

Värmetåligt glas



Philips Avent-glasflaskor är tillverkade av förstklassigt borsilikatglas. De är värmebeständiga och tål kraftiga

temperaturvariationer och kan förvaras säkert i kylskåp, värmas och passar även bra för sterilisering.

Hitta rätt nappflöde



Alla bebisar äter på olika sätt och utvecklas i sin egen takt. Vi har utformat en rad flödes hastigheter så att du kan hitta den som är perfekt för din bebis och anpassa din flaska. Alla Natural Response Nipple-nappar är tillverkade av mjukt silikon.


Samma produkter, ny navigation



Vi har gått över till ett tempobaserat flödesnavigeringssystem. Börja med den dinapp som medföljer flaskan. Prova med ett lägre flöde om mjölk rinner ut från barnets mun eller om barnet sväljer häftigt. Prova med ett högre flöde om barnet leker med dinappen i stället för att dricka eller om hen verkar frustrerad. Under tiden som vi genomför den här uppdateringen kan du få endera förpackning.

Funktioner

Enkel att använda och rengöra



En bred flaskhals gör flaskan enkel att fylla på och rengöra. Den består av få delar, vilket gör att den går enkelt och snabbt att sätta ihop.

BPA-fri*



Philips Avent Natural-flaskorna och dinapparna är tillverkade i ett BPA-fritt* material.

Ha tålamod medan bebisen anpassar sig



Våra nya Natural Response-nappflaskor skiljer sig från nappflaskor med fritt flöde. Precis som med amning kan det ta några gånger innan det flyter på. Det är helt naturligt.

Specifikationer

Material

Napp: Silikon, BPA-fri*

Vad medföljer?

240 ml-nappflaska: 1 delar

Mediumnapp: 1 st

Funktioner

Nappegenskaper: Naturligt grepp, Droppfri design, Mjuk och flexibel, Ventil som motverkar tecken på kolik

