

PHILIPS

AVENT



Nappflaska

Natural Response

1 flaska

125 ml

Flöde 2-dinapp

0 m+



SCY900/00

Följer bebisens sugrytm

En dinapp som fungerar som ett bröst*

Natural Response dinapp frigör endast mjölk när bebisen aktivt dricker. Bibisen kan dricka, svälja och andas med sin naturliga rytm, som när hen ammar. Gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning.

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

- Naturligt grepp med bröstformad dinapp
- Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

Övriga fördelar

- Enkel att använda, enkel att rengöra och snabb att montera
- Droppfri napp förhindrar spill och förlorad mjölk
- Lätt att hålla i även för små händer
- Välj rätt dinappsflöde för din bebis
- Kompatibel med hela Philips Avent-sortimentet
- Natural Response dinappar och -flaskor är BPA-fria*
- Ha tålamod medan bebis anpassar sig

Leder bort luft från bebisens mage

- Utformad för att minska risken för kolik och obehag

Det är viktigt att hitta rätt napp

- Det är viktigt att hitta rätt napp

Funktioner

Natural Response dinapp



Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisens dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.

Naturligt grepp



Den breda, mjuka och flexibla dinappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket gör det lättare för bebisens att få ett bra tag och börja dricka.

Det är viktigt att hitta rätt napp



Vi lär oss alla i vår egen takt. Att suga är en färdighet som vissa barn utvecklar snabbare än andra. Därför kan vissa barn initialt ha nytta av

vår "Första flödet"-napp (napp 0) innan de går över till Natural Response-napparna. Byt till "Första flödet"-nappen om det tar längre än 20 minuter för ditt barn att dricka 50 ml med Natural Response-napparna. Prova en Natural Response-napp med högre flödeshastighet om barnet leker med nappen i stället för att dricka eller verkar frustrerat. Kontakta din läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.

Ventil som motverkar tecken på kolik



Ventil som motverkar kolik som är utformad för att hålla luften borta från bebisens mage för att minska risken för kolik och obehag.

Droppfri napp



Nappöppningen är utformad för att endast frigöra mjölk när bebisens äter för att du inte ska spilla mjölk oavsett om du är hemma eller inte.

Hitta rätt dinappsflöde



Alla bebisar äter på olika sätt och utvecklas i sin egen takt. Vi har utformat en rad flödeshastigheter så att du kan hitta den som är perfekt för din bebis och anpassa din flaska. Alla Natural Response dinappar är tillverkade av mjukt silikon.

Enkel att använda och rengöra



En bred flaskhals gör flaskan enkel att fylla på och rengöra. Den består av få delar, vilket gör att den går enkelt och snabbt att sätta ihop.

Lätt att hålla i



Den ergonomiska flaskan är lätt att greppa i alla vinklar för maximal komfort vid matning. Lätt att hålla både för dig och bebisens.

Funktioner

Kompatibel med hela sortimentet



Kombinera våra bröstpumps-, flask- och muggdelar och skapa en produkt som fungerar för dig – när du behöver den!

BPA-fri*



Philips Avent Natural-flaskorna och dinapparna är tillverkade i ett BPA-fritt* material.

Ha tålamod medan bebisen anpassar sig



Våra nya Natural Response-nappflaskor skiljer sig från nappflaskor med fritt flöde. Precis som med amning kan det ta några gånger innan det flyter på. Det är helt naturligt.

Specifikationer

Material

Napp: Silikon, BPA-fri*

Vad medföljer?

125 ml-nappflaska: 1 delar

Funktioner

Nappegenskaper: Naturligt grepp, Droppfri design, Mjuk och flexibel, Ventil som motverkar tecken på kolik

