

PHILIPS

AVENT



Gåvoset

Manual Breast Pump

Gåvoset med manuell bröstpump



SCD430/60

Enkel pumpning

Philips Avent manuell bröstpump ger skonsam komfort. Den är bärbar med Natural Motion-teknik, som inspirerats av barnets egen sugteknik för ett snabbt flöde. Anpassar sig till alla bröstvårtor. Se mer nedan.

Enkel att rengöra

- Bara några få delar

Övriga fördelar

- Välj rätt nappflöde för din bebis

Bärbar och bekväm

- Perfekt för att pumpa då och då – när som helst, var som helst

Mata med Philips Avent-flaskor

- För ett naturligt grepp

Enkel och bekväm pumpning

- För ett snabbt mjölkflöde
- Behagligare upplevelse
- Du slipper luta dig framåt

Funktioner

Natural Motion-teknik



Upplev den skonsamma komforten hos Philips Avent bärbara manuella bröstpump. Med Natural Motion-teknik, som inspirerats av barnets egen sugteknik, för snabbt flöde. Du kan enkelt justera rytm och vakuum.

Anpassningsbar silikonkudde



Silikonkudden böjs varsamt och anpassas till din unika bröstvårtas storlek och form. Passar 99,98 % av alla bröstvårtor.

Det är viktigt att hitta rätt napp



Om ditt nyfödda barn konsekvent inte får i sig tillräckligt med mjölk under matningstillfällena eller har svårt att få i sig mjölk ska du byta till en


napp med högre flödeshastighet. Kontakta din läkare eller barnmorska om problem vid matning kvarstår.

Hitta rätt nappflöde



Alla bebisar äter på olika sätt och utvecklas i sin egen takt. Vi har utformat en rad flödeshastigheter så att du kan hitta den som är perfekt för din bebis och anpassa din flaska. Alla Natural Response Nipple-nappar är tillverkade av mjukt silikon.

Sitt bekvämt



Slappna av och sitt bekvämt medan du pumpar – tack vare vår design som gör att du kan sitta upprätt i stället för att behöva luta dig framåt.

Bärbar och lättanvänd



Bröstpumpen är liten och lätt, vilket gör den enkel att förvara och transportera, så att du kan pumpa enkelt och diskret även när du inte är hemma.

Enkel att rengöra och montera



Eftersom det bara finns några få delar är vår nya pump enkel att montera och rengöra.

Innehåller våra Natural-flaskor



Den breda, bröstvårtsformade dinappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

Specifikationer

Vad medföljer?

Ultrabekväma amningskupper för engångsbruk:

4 delar

Flaskborste: 1 delar

Förslutningslock: 1 delar

125 ml flaska: 1 st

260 ml-flaskor: 1 st.

Pumpningssats med handtag: 1 st.

Långsam napp: 1 st

Funktioner

Mjuk och adaptiv kudde: Skonsam stimulering

Bärbar och lätt: Enkel att ta med



* Baserat på: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, (109 deltagare, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maj 1993, (20 deltagare (kaukakiska), USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltagare, Australien)

* BPA-fri bröstpump: Gäller endast flaskan och andra delar som kommer i kontakt med bröstmjolk. I enlighet med EU-förordning 10/2012