

# PHILIPS

## AVENT

3 Tetinas T3, T4, T5,  
distintos flujos

Natural Response

Tetina

3 unidades

Tetinas 3, 4 y 5

Flujo medio, flujo rápido, flujo  
muy rápido

3 4 5



SCY960/03

## Cada bebé es único

Encuentra el flujo adecuado para tu bebé

Este pack te ayuda a encontrar el flujo adecuado para el ritmo de tu bebé y te permite cambiar fácilmente a medida que cambian sus necesidades, a lo largo del crecimiento. La edad es solo orientativa, ya que cada bebé tiene su propio ritmo de succión.

### Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

- Enganche natural con tetina en forma de pecho
- Los mismos productos, nueva clasificación
- La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

### Producto de calidad para tu tranquilidad

- Embalaje de papel, 80% menos\* huella de carbono
- Las tetinas y los biberones Natural Response no contienen BPA\*\*\*

### Diseñado para la comodidad de tu bebé

- Diseñado para reducir los cólicos y las molestias
- Gama tetinas - flujos disponibles
- El diseño antigoteo de la tetina evita derrames y pérdidas de leche
- Ser paciente mientras el bebé se ajusta

### Encontrar la tetina correcta es importante

- Encontrar la tetina correcta es importante

## Destacados

### Tetina Natural Response



La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

### Enganche natural



La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la textura del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.

### Encontrar la tetina correcta es importante



Todos aprendemos a nuestro propio ritmo: la succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que


algunos bebés podrían beneficiarse inicialmente de nuestra tetina de "Primer flujo" (tetina 0) antes de pasar a las tetinas Natural Response. Cambie a la tetina "Primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml con las tetinas Natural Response. Pruebe con una tetina Natural Response con una velocidad de flujo más alta si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional sanitario.

### Válvula anticólicos



La válvula anticólicos se ha diseñado para expulsar el aire de la barriguita del bebé durante la alimentación, y para ayudar a reducir la incomodidad y los cólicos.

### Tetina antigoteo



La abertura de la tetina está diseñada para liberar leche solo cuando el bebé esté succionando. De este modo, se puede evitar la pérdida de leche con total confianza, tanto en casa como fuera de ella.

### Gama tetinas - flujos disponibles



Cada bebé se alimenta de forma diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Hemos diseñado una amplia gama de flujos para que puedas encontrar el más adecuado para tu bebé y personalizar el biberón. Todas las tetinas Natural Response están hechas de silicona suave.

### Los mismos productos, nueva clasificación



Estamos cambiando a un sistema de transición por flujo gradual. Comience por la tetina que viene con el biberón. Pruebe una velocidad de flujo menor si el bebé "engulle" la leche o si le gotea por la boca. Pruebe un flujo más alto si el bebé juega con la tetina o parece frustrado. A medida que vayamos implementando el cambio, es posible que encuentre cualquier una de las versiones en el packaging.

## Natural Response

3 Tetinas T3, T4, T5, distintos flujos

SCY960/03

# Destacados

### Embalaje de papel, menos emisiones de CO2



Hemos reducido nuestra huella de carbono al cambiar el embalaje de nuestras tetinas a 100% papel obtenido de forma responsable. ¿El resultado? 300 toneladas menos de plástico al año\*\* y un 88% menos de uso de combustibles fósiles\* para minimizar el impacto en nuestro planeta.

### Ser paciente mientras el bebé se ajusta



Nuestros nuevos biberones Natural Response son diferentes de los biberones de flujo libre. Al igual que la lactancia materna, tu bebé podrá llevar algún tiempo hasta aprender a hacerlo bien. Es totalmente normal y natural.

### Sin BPA\*\*\*



Las tetinas y los biberones Philips Avent Natural están fabricados con material sin BPA\*\*\*.

# Natural Response

3 Tetinas T3, T4, T5, distintos flujos

SCY960/03

## Especificaciones

### Material

Tetina: Silicona

### Qué incluye

- Tetina de flujo extrarrápido: 1 ud.
- Tetina de flujo medio: 1 ud.
- Tetina de flujo rápido: 1 ud.

### Funciones

Características de la tetina: Enganche natural, Diseño antigoteo, Suave y flexible, Válvula anticólicos

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

Fecha de emisión  
2025-11-17  
Versión: 10.10.1

EAN: 87 20689 03473 9

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* En comparación con el embalaje anterior.  
\* \*\*Según las ventas anuales globales de tetinas y tomando como referencia el peso neto de la caja de plástico para tetinas.  
\* \*\*0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011.