



Überall ganz einfach sterilisieren

Sterilisieren Sie Babyfläschchen und Zubehör auch unterwegs schnell und einfach. Das tragbare Gerät ist leicht genug zum Mitnehmen und groß genug für vier Flaschen und Zubehör.

Passend für verschiedene Flaschentypen und andere Produkte

- Sterilisiert pumpen, Schnuller, Besteck sowie Babyflaschen
- Sterilisiert breit- und schmalhalsige Standardflaschen

Schnelle und effiziente Dampfsterilisation in der Mikrowelle

- Tötet 99,9 % der Keime ab*
- Mikrowellen-Sterilisator sterilisiert in nur 2 Minuten
- Inhalt bis zu 24 Stunden steril

Federleichtes, tragbares Design

- Passt in die meisten Mikrowellengeräte auf dem Markt
- Sicherheitsclips mit Hitzeschutz für einen sicher befestigten Deckel
- Leichtes Design für sterile Flaschen unterwegs

Besonderheiten

Funktioniert für unterschiedliche Flaschentypen



Der Sterilisator sterilisiert breit- und schmalhalsige Standardflaschen. Bis zu 4 Flaschen von Philips Avent können gleichzeitig sterilisiert werden.

Auch zur Verwendung von Pumpen, Schnullern

Mit dem Sterilisator können Milchpumpen, Schnuller, Besteck und andere Produkte und Babyflaschen sterilisiert werden.

Daten

Technische Daten

Sterilisationszeit: 2 Minuten bei 1200 – 1850 W, 4 Minuten bei 850 – 1100 W, 6 Minuten bei

500 - 800 W

Wasserkapazität: 200 ml

Gewicht und Abmessungen

Gewicht: 740 g

Abmessungen: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm

Ursprungsland

Hergestellt in: Polen

Lieferumfang

Mikrowellen-Dampfsterilisator: 1 Stck.

Zange: 1 Stck.

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

Ausstellungsdatum 2025-06-19 Version: 10.10.1

EAN: 87 10103 55872 9

www.philips.com



* Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Die Testresultate werden von einem unabhängigen Testlabor vorgelegt.