

Philips AVENT
Handkolf

Er-op-uitset

SCF310/13



Borstkolf ontworpen voor jouw comfort

Uniek massagekussen voor maximaal comfort

Als je gestrest bent of haast hebt, kan het afkolven minder gemakkelijk gaan. Het is dus belangrijk dat je ontspannen bent en je comfortabel voelt. De Philips AVENT borstkolf SCF310/13 is ontworpen voor optimaal comfort tijdens het afkolven.

Ontworpen voor jouw comfort

- 5 zachte, gepatenteerde massagekussentjes

Klinisch bewezen efficiëntie

- Klinisch bewezen resultaten*

Andere superhandige functies

- Uniek systeem voor de opslag van melk
- Gemakkelijk met de hand te hanteren

PHILIPS
AVENT

Specificaties

Land van herkomst

- Engeland

Materiaal

- BPA-vrij*

Ontwikkelingsfases

- Fases: 0 - 6 maanden, Zwangerschap

Inclusief

- Handkolf: 1 stk

- Flessenstandaard/afsluiting gietgat: 1 stk
- Extra zachte speen voor pasgeborenen: 1 stk
- 125ml-bewaarflessen voor moedermelk: 2 stk
- Ijskoelers: 2 stk
- Borstkompressen: 1 stk
- Geïsoleerde reistas van microvezel: 1 stk
- Afsluitplaatje: 1 stk
- Reserveonderdelen: 2 stk
- Reisverpakking voor spenen voor pasgeborenen: 1 stk

SCF310/13

Kenmerken

Klinisch bewezen resultaten*



De zachte zuigkracht van de Philips AVENT-borstkolf imiteert het zuigen van je baby en je kolft meer melk af dan met een in ziekenhuizen gebruikte dubbele elektrische borstkolf*

Gepatenteerd zacht massagekussen



Dit unieke, actieve massagekussen helpt bij de stimulatie van een natuurlijke toeschietreflex

Uniek opslagsysteem voor de melk



Vereenvoudig je leven door rechtstreeks in een van de Philips AVENT-flessen of -bewaarbekers uit ons uitgebreide assortiment voor de koelkast of vriezer te kolven



Publicatiedatum
2014-10-05

Versie: 2.0.1

EAN: 87 10103 52898 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Klinisch bewezen: moeders met premature baby's kolven meer melk af in 20 minuten dan met een in ziekenhuizen gebruikte dubbele borstkolf (bij consecutief kolven).