

# PHILIPS

## sonicare

Spazzolino elettrico  
Sonicare

HealthyWhite+

2 modalità

6 impostazioni personalizzabili

1 testina



HX8911/02



## Rimuove fino al 100% di macchie in più in 1 sola settimana (1)

(1) Rispetto ad uno spazzolino manuale.

Riscopri il bianco naturale dei tuoi denti! Lo spazzolino elettrico HealthyWhite+ è perfetto per la rimozione delle macchie sui denti. Rimuove efficacemente fino al 100% di macchie in più, per denti più bianchi in 1 sola settimana(1).

### **Migliore igiene orale dimostrata**

- Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale
- Per una migliore condizione delle gengive in sole due settimane

### **Pulizia ottimale**


- Scegli tra 2 modalità e 3 impostazioni di intensità
- La nostra tecnologia ti offre una pulizia profonda ma delicata

### **Progettato su misura per te**

- I timer aiutano a raggiungere 2 minuti completi di pulizia


## In evidenza

### 2 modalità, 3 impostazioni di intensità




HealthyWhite+ ti consente di personalizzare la pulizia. Spazzola più a fondo con 3 impostazioni di intensità e 2 modalità per soddisfare le tue esigenze di pulizia e ottenere denti più bianchi. Scegli la modalità Clean per una rimozione efficace della placca in 2 minuti e la modalità White per rimuovere macchie di caffè o tè e sbiancare i denti fino a 2 tonalità in sole 2 settimane.

### Puoi dire addio alla placca



Le innumerevoli setole di alta qualità rimuovono fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

### Prenditi cura delle tue gengive



Grazie allo spazzolino HealthyWhite+ otterrai una pulizia ottimale e gengive più sane in 2 settimane. Rimuove fino a 7 volte più placca lungo il bordo gengivale rispetto a uno spazzolino manuale, per un sorriso più sano.

### QuadPacer e Smartimer



Ci vogliono solo 2 minuti per spazzolare a fondo i tuoi denti. Il timer a intervalli Quadpacer indica quando è il momento di spostarsi su un altro quadrante della bocca, mentre la funzione Smartimer ti aiuta a raggiungere il tempo di spazzolamento di due minuti consigliato dai dentisti.

### Tecnologia Philips Sonicare



Le potenti vibrazioni sonore trasformano il tuo dentifricio in bolle che combattono la placca e penetrano a fondo negli spazi interdentali e lungo il bordo gengivale. Contemporaneamente, i tuoi denti saranno sottoposti a 62.000 movimenti delicati ma efficaci. In pratica, il lavoro di un mese di spazzolamento manuale in appena due minuti.

## Specifiche

### Modalità

**Clean:** Per un'eccezionale pulizia quotidiana  
**White:** Rimuove le macchie superficiali  
**3 intensità:** Bassa, Media, Alta

### Accessori inclusi

**Testina per spazzolino:** 1 W DiamondClean standard  
**Custodia da viaggio:** 1  
**Caricabatterie:** 1  
**Manico:** 1 HealthyWhite+

### Aspetto e finitura

**Colore:** Bianco satinato

### Prestazioni di pulizia

**Velocità:** Fino a 62000 movimenti/min  
**Prestazioni:** Rimuove fino al 100% di placca in più (2)  
**Benefici:** Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane (2)  
**Effetto denti più bianchi:** Denti più bianchi di 2 tonalità in 2 settimane (1)  
**Timer:** Smartimer e Quadpacer

### Facilità d'uso

**Sistema con testine:** Testine ad aggancio semplice  
**Tempo di funzionamento:** Fino a 3 settimane\*\*  
**Indicatore di stato della batteria:** La spia della batteria mostra lo stato di carica  
**Manico:** Design ergonomico e compatto

### Specifiche tecniche

**Batteria:** Ricaricabile  
**Tipo di batteria:** Agli ioni di litio  
**Autonomia (da completamente carica a scarica):** Fino a 3 settimane\*\*

### Assorbimento

**Voltaggio:** 110-220 V

### Assistenza

**Garanzia:** Garanzia limitata di 2 anni



\* (1) Rispetto a uno spazzolino manuale. Studio condotto da un laboratorio indipendente in USA nel 2010, su 179 soggetti utilizzando il prodotto 2 volte al giorno per 1 settimana

\* (2) Rispetto a uno spazzolino manuale. Studio condotto da un laboratorio indipendente in USA nel 2011, su 142 soggetti utilizzando il prodotto 2 volte al giorno per 2 settimane