



Philips
BlueControl

30 minuten per plek

Draagbare blauw-lichttherapie
Klinisch bewezen effectiviteit
Zonder chemicaliën of cortison



PSK0202

Lichttherapie met blauw LED-licht.

Verandert de manier waarop u psoriasis therapie ervaart.

Maak kennis met de eerste draagbare blauwe LED-lichttherapie ter wereld voor het behandelen van milde tot matige plaque psoriasis. Philips BlueControl is mild en maakt geen gebruik van UV-licht. Ervaar nu zelf de klinisch bewezen effectiviteit met onze 90 dagen niet-tevreden-geld-teruggarantie*.

Eerste blauw-lichttherapie om plaque psoriasis te behandelen

- Mild. Een behandeling tegen plaque psoriasis die mild is voor uw huid

Milde UV-vrije therapie zonder chemicaliën

- Effectief. Ervaar het verschil met deze psoriasisbehandeling.


Significante vermindering van psoriasis symptomen

- Praktisch. Geweldige resultaten zonder gedoe.

PHILIPS


Kenmerken

Praktisch



Dankzij het innovatieve ontwerp van het apparaat dat op batterijen werkt, kunt u profiteren van klinisch bewezen lichttherapie met blauw LED-licht als toevoeging op uw normale dagelijkse routine.* Volg gewoon drie eenvoudige stappen en ga door met uw leven: bevestig Philips BlueControl aan uw arm of been met de textiele band. Druk op de knop om de behandeling te beginnen. Behandel dagelijks gedurende 30 minuten per plaque. Ervaar lichttherapie met blauw LED-licht en effectieve verlichting van symptomen zoals roodheid, huidschilders en verdikking van de huid zonder gebruik van chemische stoffen of het gevaar van UV-straling.

Mild



Blauwe LED-lichttherapie werkt zonder UV-straling en is veilig voor uw huid.* Dit milde alternatief biedt effectieve verlichting zonder dat u extra zalven of medicijnen nodig hebt. Het blauwe LED-licht van Philips BlueControl stimuleert natuurlijke processen in uw huid. Het helpt versnelde productie van huidcellen en ontstekingen te verminderen en helpt uw huid te herstellen met een normale snelheid, waardoor psoriasisymptomen zoals roodheid, huidschilders en verdikking van de huid worden verlicht.* Philips BlueControl werkt zonder UV-straling en chemicaliën — onderzoeken bevestigen dat het blauwe LED-licht van de Philips BlueControl niet schadelijk is voor uw huid.*

Effectief



Verlicht uw psoriasis met dit innovatieve apparaat. U hoeft plaques slechts 30 minuten per dag te behandelen, gedurende ten minste vier weken, en u zou al een aanzienlijke verbetering moeten merken.* Lichttherapie met blauw LED-licht met de Philips BlueControl helpt uw huid zichzelf op de juiste manier te vernieuwen door de versnelde productie van huidcellen te vertragen.* Philips BlueControl stimuleert het natuurlijke verlichtingsproces van de huid en verlicht plaquesymptomen zoals als huidschilders en roodheid. De effectiviteit is klinisch bewezen.*

Specificaties

Accessoires

- USB-kabel: Opladen
- Oplaadadapter: Opladen
- Bevestigingsband: Bevestiging
- Docking station: Met VK- en EU-stekker
- Opbergoptie: Harde draagkoffer

Technische specificaties

- Frequentie: 50 - 60 Hz
- Type lampen: LED
- Voltage: 100 - 240 volt
- Energieverbruik: 5W
- Batterij: Oplaadbaar
- Batterijtype: Lithium-ion
- Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): Tot 4 behandelingen

Veiligheid en voorschriften

- CE 0344-gecertificeerd
- Zonder UV-straling
- Classificatie optische straling: Risicogroep 1 (EN 60601-2-57)
- Vermogensdichtheid: 200 mW/cm² (piek), 40 mW/cm² (gemiddeld)
- Max. dagelijkse hoeveelheid: 90 J/cm² per psoriasisplaque
- Medisch hulpmiddel klasse IIa
- MDD 93/42/EG

Logistieke gegevens

- Land van herkomst: Nederland

Klinische onderzoeken

- Effectiviteit bewezen tijdens onderzoeken: Klinisch bewezen

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen van het product: 77 x 23 x 125 mm (B x H x L)
- Gewicht van het product: 165 gram

Draagbaar

- Oplaadbare batterij
- Klein, compact ontwerp
- Adapters (EU en UK)

Ontwerp

- Apparaatkleur: Wit
- Design koord: Grijs en blauw

Gebruiksvriendelijk

- Behandelingstimer

Performance

- Klinisch bewezen
- Behandelingstijd: 30 minuten per psoriasisplek

Service

- 90 dagen geld-teruggarantie
- Garantie: 2 jaar beperkte garantie



Publicatiedatum
2019-07-25

Versie: 9.0.1

12 NC: 8670 001 32907

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Philips BlueControl is een CE-gecertificeerd, medisch hulpmiddel klasse IIa, en is bedoeld voor de behandeling van psoriasis vulgaris. Het apparaat is momenteel niet beschikbaar buiten de EU. Voordat patiënten het gebruik van voorgeschreven medicijnen wijzigen of het apparaat gebruiken, dienen zij met hun huisarts te overleggen en de gebruiksaanwijzing te lezen. Augustus 2017.

* Bestraling met blauw licht vermindert de productie van huidcellen - Liebmann J, Born M, Kolb-Bachofen MV. Journal of Investigative Dermatology. 2010; 130: 259-269.

* Bestraling met blauw licht vermindert de productie van huidcellen - Liebmann J, Born M, Kolb-Bachofen MV. Journal of Investigative Dermatology. 2010; 130: 259 - 269.

* Blauw licht brengt ontstekingsremmende processen op gang - Fischer M et al. Experimental Dermatology. 2013; 22: 554 - 563.

* Blauw licht brengt ontstekingsremmende processen op gang - Fischer M et al. Experimental Dermatology. 2013; 22: 554-563.

* Na een behandeling van 12 weken zijn de symptomen van psoriasis bij 84% van de patiënten verminderd. Bij sommige patiënten heeft het blauwe licht hun behandelde psoriasis plaque zelfs volledig doen verdwijnen - Pfaff S et al. Dermatology 2015; 231: 24 - 34