



Philips
BlueControl

30 Minuten Behandlung pro
Hautpartie

Tragbare Blaulichttherapie
Klinisch erwiesene Wirksamkeit
Ohne Chemikalien oder Kortison



PSK0202

Blaue LED-Lichttherapie.

Schuppenflechte-Therapie neu erleben.

Erleben Sie die weltweit erste tragbare blaue LED-Lichttherapie zur Behandlung von leichter bis mittelschwerer Schuppenflechte. Philips BlueControl ist sanft und UV-frei. Erleben Sie die klinisch erwiesene Wirksamkeit mit der 90-tägigen Geld-zurück-Garantie.*

Die erste blaue Lichttherapie zur Behandlung von Schuppenflechte

- Sanft. Schonende Behandlung von Schuppenflechte.

Sanfte, UV-freie Therapie ohne Chemie

- Effektiv. Schuppenflechte-Therapie neu erleben.

Deutliche Verbesserung der Symptome von Schuppenflechte

- Praktisch. Hervorragende Ergebnisse und mehr vom Leben.

PHILIPS


Besonderheiten

Praktisch



Das innovative Design des kleinen batteriebetriebenen Medizingeräts macht den Unterschied: Profitieren Sie von den klinisch nachgewiesenen Vorteilen der blauen LED-Lichttherapie*, während Sie den ganz normalen Alltagsbeschäftigungen nachgehen. Einfach Philips BlueControl mit dem Halteband an Ihrem Arm oder Bein befestigen, einschalten und die Behandlung beginnt. 30 Minuten tägliche Behandlung für jede betroffene Hautpartie reichen aus, um die effektive Wirkung der blauen LED-Lichttherapie zu erleben. Philips BlueControl lindert Rötung, Schuppenbildung und Schwellung. Ganz ohne Kortison und ohne die Nebenwirkungen von UV-Strahlung.

Sanft



Die blaue LED-Lichttherapie ist UV-frei und unbedenklich für die Haut.* Sie ist eine sanfte Alternative zu Salben und Medikamenten: Blaues LED-Licht von Philips BlueControl setzt einen natürlichen Erholungsprozess in der Haut in Gang. Es sorgt für ein kontrolliertes Zellwachstum, das Abklingen von Entzündungen und hilft der Haut, sich zu erholen. So lindert Philips BlueControl Symptome der Schuppenflechte wie Rötung, Schuppenbildung und Schwellung*. Philips BlueControl ist UV-frei und ohne Chemie wie beispielsweise Kortison. Studien belegen: Die blaue LED-Lichttherapie mit Philips BlueControl ist unbedenklich für die Haut.*

Effektiv



Fordern Sie ihre Schuppenflechte mit diesem innovativen Medizingerät erfolgreich heraus. Nur 30 Minuten tägliche Behandlung für jede betroffene Hautpartie führen zu deutlichen Verbesserungen – und das innerhalb von vier bis sechs Wochen.* Die blaue LED-Lichttherapie mit Philips BlueControl hilft der Haut, sich richtig zu erneuern, und verlangsamt die beschleunigte Produktion von Hautzellen.* Das reduziert Symptome wie Rötung und Schuppenbildung. Die positiven Effekte sind klinisch nachgewiesen.*

BlueControl

30 Minuten Behandlung pro Hautpartie Tragbare Blaulichttherapie, Klinisch erwiesene Wirksamkeit, Ohne Chemikalien oder Kortison

Daten

Zubehör

- USB-Kabel: Wiederaufladen
- Ladeadapter: Wiederaufladen
- Halteband: Fixierungsnadel
- Ladegerät: Mit Stecker für Europa und Großbritannien
- Aufbewahrungsoptionen: Hartschalen-Aufbewahrungskoffer

Technische Daten

- Frequenz: 50 bis 60 Hz
- Lampentyp: LED
- Spannung: 100 bis 240 V
- Stromverbrauch: 5 W
- Akku: Wiederaufladbar
- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 4 Behandlungen.

Sicherheit und Vorschriften

- CE 0344-zertifiziert
- UV-frei
- Klassifizierung für optischen Ausgang: Risikogruppe 1 (EN 60601-2-57)
- Leistungsdichte: 200 mW/cm² (max.), 40 mW/cm² (durchschnittlich)
- Maximale Tagesdosis: 90 J/cm² pro betroffene Hautstelle
- Medizingerät Klasse IIa
- MDD 93/42/EEC

Logistische Daten

- Ursprungsland: Niederlande

Klinische Studien

- Wirksamkeit in Studien nachgewiesen: Klinisch erwiesen

Maße und Gewicht

- Produktmaße: B/H/L: 77 x 23 x 125 mm
- Produktgewicht: 165 Gramm

Tragbar

- wiederaufladbarer Akku
- Kleines, kompaktes Design
- Netzteile (EU und Großbritannien)

Design

- Gerätefarbe: Weiß
- Trageband: Grau und Blau

Einfache Bedienung

- Timer für Behandlung

Leistung

- Klinisch erwiesen
- Behandlungszeit: 30 Minuten pro Plaque-Psoriasis

Service

- 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie
- Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie



Ausstellungsdatum
2019-07-25

Version: 9.0.1

12 NC: 8670 001 32907

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Philips Lighting Holding B.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

PSK0202/10

* Philips BlueControl ist ein medizinisches Gerät der Klasse IIa mit EU CE-Kennzeichnung zur Behandlung von Schuppenflechte. Das Gerät ist derzeit außerhalb der EU nicht verfügbar. Bevor Patienten die Einnahme verschriebener Medikation ändern oder das Gerät verwenden, sollten Sie ihren Arzt konsultieren und die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen. August 2017.

* Die Bestrahlung mit blauem Licht reduziert die Produktion von Hautzellen – Liebmann J., Born M., Kolb-Bachofen MV. Journal of Investigative Dermatology. 2010; 130: 259 - 269.

* Die Bestrahlung mit blauem Licht reduziert die Produktion von Hautzellen – Liebmann J., Born M., Kolb-Bachofen MV. Journal of Investigative Dermatology. 2010; 130: 259 - 269.

* Blaues Licht fördert entzündungshemmende Prozesse – Fischer M. et al. Experimental Dermatology. 2013; 22: 554 - 563.

* Blaues Licht fördert entzündungshemmende Prozesse – Fischer M. et al. Experimental Dermatology. 2013; 22: 554 - 563.

* Nach 12 Wochen Behandlung wurden die Symptome der Schuppenflechte bei 84 % der Patienten gelindert. Bei manchen Patienten verschwand die Schuppenflechte durch die Blaulichttherapie sogar vollständig. Pfaff S et al. Dermatology 2015; 231: 24 - 34