



Philips Genuine
replacement filter
Filtr NanoProtect HEPA

Životnost až 24 měsíců

Filtruje 99,97% částic o velikosti
0,003 μm

FY3433/10



Výkonná ochrana pro nejlepší výkon

Originální filtr Philips, který dokonale padne

HEPA filtr NanoProtect zachycuje 99,97 % částic o velikosti 0,003 μm , a to včetně běžných alergenů, prachu, znečištění, bakterií a některých virů. Životnost 24 měsíců zaručuje dlouhodobý výkon.

Vynikající výkon

- Filtry Philips zajistí dokonalé fungování vašeho zařízení
- Odstraňuje až 99,9 % virů

Originální filtr Philips

- Dokonale padne, neustále podává vysoký výkon

Vynikající výkon

- Filtr NanoProtect HEPA čistí rychleji než filtr H13 (4)

Navrženo pro vás

- Připojte se k zařízení a sledujte jej prostřednictvím aplikace

Navrženo pro vás

- Sledujte inteligentní indikátor stavu filtru na zařízení

PHILIPS

Přednosti

Originální filtrační sáčky od společnosti Philips




Originální filtr Philips byl navržen společně se samotným zařízením tak, aby dokonale padnul, což zaručuje neustále hladký provoz zařízení.

Kvalita, na kterou se můžete spolehnout




Vzduchové filtry Philips procházejí před uvedením na trh sadou povinných a přísných kontrolních testů. Jsou podrobeny náročným zkouškám životnosti a odolnosti pro nepřetržitý provoz 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Naše filtry jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejlepší výkon vaší čističky Philips až do posledního dne životnosti filtru.

Vynikající výkon



Vlákna s nízkou odolností filtru NanoProtect HEPA maximalizují proudění vzduchu. Elektrostatický náboj přitahuje částice o velikosti až 0,003 mikronů s 99,98% účinností a umožňuje tak filtru rychleji čistit vzduch než lékařsky používaný filtr HEPA H13 (4)

Odstraňuje až 99,9 % virů



Čistička zachycuje aerosoly včetně těch, které mohou obsahovat respirační viry. Nezávisle testováno na odstranění až 99,9 % virů a aerosolů ze vzduchu. Rovněž testováno na koronavirus (8).

Dlouhodobý výkon



Filtr Philips NanoProtect HEPA poskytuje konzistentní ochranu a zaručuje optimální filtraci po dobu až dvou roku. (1)

Bezproblémová údržba



Zařízení Philips vás upozorní, když je třeba vyčistit předfiltr a vyměnit filtr. Trvá to méně než minutu. Údržba zařízení je snadná a zároveň je zajištěno, že si vždy budete moci užít čistý a zdravý vzduch.

Sledujte životnost filtru pomocí



Pomocí aplikace CleanHome+ můžete kdykoliv a kdekoliv sledovat životnost a stav filtru (2). Získejte upozornění, když nastane čas na výměnu filtru, a jednoduše si náhradní filtr objednejte přímo prostřednictvím aplikace (3).

Specifikace

Hmotnost a rozměry

- Rozměry výrobku (D x Š x V): 50*290*370 mm mm
- Hmotnost výrobku: 1,42 kg
- Rozměry balení (D x Š x V): 55*295*377 mm
- Hmotnost včetně balení: 1,644 kg

Výkon

- Filtrace částic: 99,97 % pro 0,003 mikronů
- Filtrace alergenů: 99,99 %
- Filtrace virů a aerosolů: 99,9 %

Design a provedení

- Barva(y): Bílá, šedá

Výměna

- Pro čističky vzduchu Philips: AC4550, AC4558, AC3256, AC3259

Údržba

- Omývání pod vodou: Ne
- Čištění kartáčkem: Ne
- Čištění pomocí chemických produktů: Ne



Datum vydání 2022-02-19

Verze: 9.9.1

EAN: 08 71010 37713 64

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

- * (1) Doporučená životnost je vypočtena na základě průměrné doby používání uživateli přístrojů Philips a údajů o úrovni znečištění ovzduší ve městě WHO. Skutečná životnost je ovlivněna prostředím a frekvencí použití.
- * (2) Platí pouze pro vybrané modely s připojením
- * (3) Platí pouze v zemích, kde je k dispozici obchod Philips.
- * (4) Materiál filtru NanoProtect HEPA poskytuje nižší odolnost proti proudění vzduchu než materiál z filtru HEPA H13, což umožňuje čističce vzduchu Philips s technologií NanoProtect poskytovat vyšší rychlost dodávky čistého vzduchu (CADR) než s ekvivalentním certifikovaným filtrem HEPA H13.
- * (5) Ze vzduchu procházejícího filtrem. Testováno s aerosolem NaCl metodou IUTA podle normy DIN 71460-1.
- * (6) Závislé na filtru používaném s čističkou Philips AC1711 nebo 1715
- * (7) Test míry mikrobiální redukce byl proveden společností Airmid Health group Ltd. Testování probíhalo v testovací komoře o velikosti 28,5 m³, která byla kontaminována polétavým virem chřipky A (H1N1).
- * (8) Test míry mikrobiální redukce byl proveden v externí laboratoři, ve zkušební komoře kontaminované polétavými aerosoly koronaviru (IBV) s filtrem HEPA NanoProtect Philips.