

PHILIPS

AVENT

Ultra Soft

Mycket mjuk och flexibel

6-18 månader

Ortodontiska och BPA-fria

2-pack



SCF210/23



Den mjukaste nappen för barnets känsliga hud* Flexibel sköld för bekväm passform

Ta hand om barnets ömtåliga hud med Philips Avent Ultra Soft-napp. Vår supermjuka, flexibla sköld följer barnets kinder, vilket ger färre märken och mindre hudirritation för bekvämare tröst.

FlexiFit-sköldteknik

- Mjuk, flexibel sköld som ger färre hudmärken och mindre irritation
- Avrundad sköld som ger extra komfort varje dag
- Extra lufthål så att barnets hud kan andas

Bekväm, mjuk och len napp

- 98 % av spädbarnen accepterar supermjuka nappar med textur av silikon*
- Napp med len textur för en lugnande effekt
- Utvecklad för naturlig tandutveckling

Fodral för sterilisering och förvaring

- Sterilisering i mikrovågsugn är säkert och enkelt
- Enkla steg för tillförlitlig sterilisering på tre minuter

Kvalitetssäkrad

- Tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.



asimpleswitch.com

Funktioner

Flexibel och mjuk sköld




Ömtålig hud behöver extra omsorg. Vår FlexiFit-teknik gör att skölden följer de naturliga kurvorna i barnets ansikte, vilket ger den en bekväm passform. Ditt barn kommer att få färre hudmärken och mindre irritation.

Rundad sköld



Vår avrundade sköld minimerar trycket för en bekväm lugnande effekt som är skonsam mot de små kinderna.

Extra luftflöde



Hud behöver andas, detta gäller särskilt för små barn. Vår sköld har 6 lufthål för extra luftflöde som minskar hudirritationen.

98 % accepterar nappar av silikon



Barn vet vad de vill! Vi har bitt föräldrar svara på hur småttingarna gillar våra nappar med en textur av silikon, och 98 % svarade att deras barn uppskattar de supermjuka napparna från Philips Avent.

Napp med len textur



Nappens lina textur av silikon lugnar och tröstar barnet.

Ortodontisk napp




Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.

Sterilisator/nappfodral



Med vårt fodral kan du sterilisera barnets napp i mikrovågsugnen och förvara den på ett hygieniskt sätt när du inte är hemma.

Med väskan är det enkelt att sterilisera



Placera väl sköljda nappar i behållaren, tillsätt 25 ml vatten och kör i mikrovågsugn vid 750–1000 W i tre minuter. Låt svalna i fem minuter och håll bort vattnet. Napparna är nu klara att användas.



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden – energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Vad medföljer?

ultra soft-napp: 2 delar

Medföljande tillbehör

Sterilisator/nappfodral

Säkerhet

Säkerhetsringssystem

BPA-fri

Hygien

Enkel att rengöra

Kan steriliseras

Tål att maskindiskas

