

„Philips Sonicare“
TongueCare+
„TongueCare+“ purškalo
rinkinys

1 liežuvio šepetėlis
1 liežuvio purškalo
„BrushSync“ režimas-poravimas

HX8071/17



Švarus liežuvis, gaivus kvapas

„Philips Sonicare“ valo liežuvį

Spustelėkite. Papurškite. Valykite. Su mūsų laimėjimų vertu išmaniuoju „TongueCare+“ liežuvio šepetėliu ir purškalu „Philips Sonicare“ dantų šepetėlis akimirksniu taps galingu sprendimu, kad burnos kvapas būtų gaivus. Liežuvis pasižymės „Sonicare“ švara. Mėgausitės ilgalaikiu gaiviu kvapu

Lengvas burnos priežiūros rutinos papildymas

- Akimirksniu sunaikinkite blogą kvapą sukeliančias bakterijas ir neutralizuokite kvapus
- Nuo dantų šepetėlio iki liežuvio valiklio vienu spragtelėjimu
- Lengvai pasiekite kiekvieną liežuvio dalį

Pažangi technologija

- Automatiškai poruojamas su dantų šepetėlio rankena
- 240 „MicroBristles“ šerelių švelniam, giliam valymui
- „Philips Sonicare“ valo liežuvį

PHILIPS
sonicare

Ypatybės

„BreathRx“ liežuvio purškalas



Kvapą turinčios LSJ dujos nedera su mūsų „BreathRx“ liežuvio purškalu, kuris, įrodyta, naikina kvapą sukeliančias bakterijas ir akimirksniu neutralizuoja blogą kvapą. Speciali formulė padengia liežuvį ir liežuvius išlieka suteptas, kad galėtumėte švelniai nuvalyti su „TongueCare+“ liežuvio šepetėliu. Burnoje išliks gaivos ir švaros pojūtis bei vėsus, mėtinis skonis.


Lengvai įstatoma



Su „TongueCare+“ liežuvio šepetėliu „Philips Sonicare“ dantų šepetėlis greitai pakeičiamas į „sonic“ galia pasižymintį liežuvio valiklį. Kiekvienas liežuvio šepetėlis užsideda ant „Philips Sonicare“ dantų šepetėlio rankenos kaip įprasta šepetėlio galvutė. Šiuos pažangius liežuvio šepetėlius paprasta naudoti, keisti ir valyti. Jie suderinami su visomis „Philips Sonicare“ įstatomomis dantų šepetėlių rankenomis, tad negali būti lengviau liežuvio


valymą paversti kasdienės burnos priežiūros rutinos dalimi. Jis tinka visoms „Philips Sonicare“ dantų šepetėlių rankenoms, išskyrus „PowerUp Battery“ ir „Essence“.

Tikrai švariai nuvalykite liežuvį



Norėdami, kad liežuvius būtų iš tikrųjų švarus, turite pasiekti visur. Dėl ergonominės formos su „TongueCare+“ liežuvio šepetėliu tai darysite patogiai. Jis turi mažą ir lanksčią galvutę, tad lengvai išvalysite blogą kvapą sukeliančias bakterijas iš kiekvieno kampelio ir plyšelio.

Išmanusis režimas-poravimas




Mūsų išmaniajame „TongueCare+“ liežuvio šepetėlyje yra integrinis lustas, palaikantis ryšį su dantų šepetėlio rankena. Tad, kai jį uždedate, rankena automatiškai jį atpažįsta ir parenka tinkamą režimą bei intensyvumo lygį, kad liežuvį valytumėte optimaliai. Viskas, ką turite padaryti, – paspausti maitinimo mygtuką.

„MicroBristles“



„TongueCare+“ liežuvio šepetėlis turi 240 guminių „MicroBristles“ šerelių ir valo minkštą bei poringą liežuvio paviršių. Lankstūs „MicroBristles“ šereliai prisitaiko ir švelniai valo kraštus ir griovelius, kad pašalintų susiformavusias bakterijas ir giliau nukreiptų mūsų bakterijas naikinantį „Philips Sonicare BreathRx“ liežuvio purškalo. Dėl kompaktiškos formos patogiai nuvalysite visą liežuvį.

Technologija „Sonic“



„TongueCare+“ – vienintelis liežuvio valiklis, pasižymintis „Philips Sonicare“ galia ir valantis blogą kvapą sukeliančias bakterijas kiekiu brūkštelėjimu. 31 000 vibruojamųjų judesių per minutę suardo ant liežuvio esančius nešvarumus, nuvalo blogą kvapą sukeliančias bakterijas ir giliau nukreipia bakterijas naikinantį „Philips Sonicare BreathRx“ liežuvio purškalo. Jausite, kad liežuvius švaresnis, o gaivus kvapas išlieka ilgiau.

Specifikacijos

Pridėti priedai

- Šepetėlių galvutės: 1 „TongueCare+“ liežuvio šepetėlis

Suderinamumas

- „BrushSync“ režimas-poravimas
- Šepetėlio galvutės sistema: Įstatoma
- Tinka šiems modeliams: 2 serija – apnašų kontrolė, 2 serija – apsauga nuo apnašų, 3 serija – sveikos dantenos, „DiamondClean“, „DiamondClean Smart“, „EasyClean“, „Essence“, „FlexCare“, „FlexCare Platinum“, „FlexCare Platinum Connected“, FlexCare+, HealthyWhite, HealthyWhite+, „PowerUp“

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta

Produktai

- Antibakterinis liežuvio purškalas: 0,085 % CPC, „Zytex“

Galiojimo laikas

- Nuo atidarymo: 6 mėn.
- Liežuvio purškalo galiojimo laikas: 36 mėn.

Medžiaga

- Elastomeras: Be latekso



Išleidimo data 2017-07-30

Versija: 2.0.1

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com