

PHILIPS

nebulizador de rede
portátil

InnoSpire Go

Tratamento móvel

Tratamento em 4 minutos**

Bateria recarregável incorporada



HH1342



Rápido, eficaz e silencioso

Concebido para aproveitar a vida ao máximo

Rápido, eficaz e fácil de utilizar, o nebulizador InnoSpire Go foi concebido com o objetivo de diminuir o tempo de tratamento para que, assim, pais e filhos possam desfrutar ao máximo dos momentos especiais com a família e os amigos.

Bateria recarregável incorporada

- Capacidade para até 30 tratamentos

Tratamento rápido

- Redução de 25% do tempo de tratamento* Tratamento em 4 minutos**
- Para medicação receitada com frequência

Estrutura simples, constituída por duas partes


- Design simples e elegante
- Limpeza e manutenção rápida e simples

Virtualmente silencioso

- Administração de medicação em qualquer lugar

Destaques

Bateria de longa duração incorporada



A bateria recarregável permite a administração de até 30 tratamentos (120 minutos de utilização) entre cada carregamento.

Fácil de utilizar



A terapia é iniciada com um simples premir de botão. Antes de se desligar automaticamente, o dispositivo emite sinais sonoros e visuais para indicar que a terapia está concluída.

Tratamento rápido



Dispositivo terapêutico de nebulizador com rede vibratória Aerogen Vibronic clinicamente comprovado que transforma a medicação líquida num vapor fino, para um tratamento rápido.

Estrutura simples, construção 2 partes



O bocal de fácil remoção facilita a utilização, a limpeza e a manutenção do InnoSpire Go. Pode encher, tratar e limpar em três passos simples.

Versátil



O InnoSpire Go foi concebido para ser utilizado com medicação por aerossol que é receitada com frequência para doenças respiratórias.

Tratamento virtualmente silencioso



Um nebulizador pequeno, portátil e discreto que pode ser utilizado em qualquer lugar, para que pais e filhos possam desfrutar das atividades diárias, em qualquer lugar.

Especificações

Especificações

Size: 7,0 cm x 4,5 cm x 13,5 cm

Weight: 111 g

Battery type: Iões de lítio

Dados do aerossol

Salbutamol 2.5 ml: MMAD μm : 3.99, Treatment time (min:sec): 4.18, Residual volume ml: 0.3

Salbutamol 2.5 ml: Fração respirável, % partículas $<5 \mu\text{m}$: 64,4%

Ipratropium bromide 2 ml: MMAD μm : 3.93, Treatment time (min:sec): 3.44, Residual volume ml: 0.2

Ipratropium bromide 2 ml: Fração respirável, % partículas $<5 \mu\text{m}$: 65,3%

Budesonide 2 ml: Fração respirável, % partículas $<5 \mu\text{m}$: 52,1%

Budesonide 2 ml: MMAD μm : 4.84, Treatment time (min:sec): 3.34, Residual volume ml: 0.3

Assistência

Handset warranty: 2 years

Mouthpiece warranty: 1 year

