

PHILIPS

AVENT

Anti-kolik med
AirFree™-åbning

1 flaske

260 ml

Sut med langsom
gennemstrømning

1 m+



SCF813/14



Designet til at reducere kolik, luft i maven og
refluks*

Holder mælken inde og luften ude

AirFree™-åbningen er designet til at hjælpe dit barn til at sluge mindre luft. Suttet forbliver fyldt med mælk, selv når den holdes horisontalt, mens du mader barnet siddende. Reduktion af den luft, som et barn indtager, kan lette almindelige problemer ved madning såsom kolik, luft i maven og refluks.

Yderligere fordele

- Brug din sutteflaske med eller uden AirFree™-åbningen
- Bland og sammensæt med andre Philips Avent-produkter
- Forskellige mælkegennemstrømningsniveauer

Klinisk påvist, at den reducerer kolik og klynk*

- Dokumentation for, at anti-kolik-systemet mindsker kolik og klynk*

Designet til at sluge mindre luft


- Suttet forbliver fuld af mælk, ikke luft
- Holder mælken inde og luften ude for nem, siddende madning

Nem at bruge -- og rengøre!

- Suttens form er designet til, at barnet får sikkert fat
- Nem at rengøre og samle, da AirFree™-åbningen er i et enkelt stykke
- Let at bruge

Vigtigste nyheder

Holder mælken inde og luften ude



Sutten forbliver fuld af mælk, selv når sutteflasken er vandret, så din baby kan drikke i en mere naturlig, siddende position. Dette kan reducere reflux, luft i maven og gøre madning mere behagelig for dig og den lille.

Designet til at sluge mindre luft



Vores unikke AirFree™-åbning trækker luft væk fra sutten, så dit barn sluger mindre luft, mens barnet drikker. Dette kan være med til at reducere almindelige problemer ved madning såsom kolik, reflux og luft i maven.

Reducerer kolik og klynk*



Kliniske undersøgelser har vist, at Philips Avent-sutteflasken reducerer kolik og klynk*. Hvordan? En ventil i sutten forhindrer opbygning af vakuum, mens din baby drikker, så uafbrudt madning er mulig. Dette kan være med til at reducere kolik, luft i maven, gylp og bøv.

Nem at rengøre og samle



AirFree™-åbningen kan nemt samles med enhver Philips Avent-anti-kolik- og Classic+ sutteflaske. Rengøring er også en leg, takket være sutteflaskens brede hals, og der er kun et par enkelte dele, der skal rengøres.

Let at bruge



For at komme i gang skal du fylde sutteflasken med mælk, placere AirFree™-åbningen over kanten og skrue sutten på. Vip sutteflasken nedad én gang for at fylde sutten, og så er den klar til brug. Når du mader, skal du sørge for, at AirFree™-åbningen forbliver på toppen. Sutten vil forblive fuld af mælk, selv når den er vandret, for at muliggøre nem, siddende madning.

Valgfrihed



Du kan bruge din Philips Avent-anti-kolik-sutteflaske med eller uden AirFree™-åbningen. AirFree™-åbningen er kompatibel med vores 125 ml, 260 ml og 330 ml Philips Avent-anti-kolik- og Classic+ sutteflasker.

Designet til, at barnet får sikkert fat

Suttens form betyder, at barnet får sikkert fat, og den riflede struktur hjælper med at forhindre, at sutten klapper sammen, og giver en behagelig, uafbrudt madning.

Vælg den rette sut



I takt med at din baby vokser, vil deres drikkebehov ændre sig. Vælg en sut med en gennemstrømning, der passer til deres udvikling. Philips Avent-anti-kolik- og Classic+ sutteflasker kan bruges med eller uden AirFree™-åbningen – men de bør kun bruges med Philips Avent-anti-kolik- og Classic+ sutter.

Vokser med barnet



Vi har designet vores serie af anti-kolik-sutteflasker, så det er nemt at blande og parre toppe og bunde. På denne måde kan du nemt gå fra flaske til øvekop og videre til kop med drikketud, og det med færre dele.

Specifikationer

Design

Flaskedesign: Ergonomisk form, Bred hals

Materiale

Flaske: Polypropylen, BPA-fri

Sut: Silikone, BPA-fri

Hvad følger med

Sutteflaske: 1 stk.

AirFree™-ventilationsåbning: 1 stk.

Brugervenlig

Brug af flaske: Tåler opvaskemaskine og mikrobølgeovn, Nem at samle, Nem at rengøre, Nem at holde

Funktioner

Brugervenlig: Nem at rengøre og samle, Få dele for nem samling

Sut: Barnet får nemt fat, riflet struktur forhindrer sutten i at kollapse, klinisk bevist

anti-kolik-system*

Kompatibilitet: Fuld anti-kolik- og Classic+-sutteflaskekompatibilitet

Udviklingsfaser

Fase: 0-12 måneder



* AirFree™-åbningen er designet til at hjælpe dit barn til at sluge mindre luft. Sutten forbliver fyldt med mælk, selv når den holdes horisontalt, mens du mader barnet siddende. Reduktion af den luft, som et barn indtager, kan lette almindelige problemer ved madning såsom kolik, luft i maven og reflux.

* 80 % af mødre var enige i, at "mit barn oplevede færre problemer med at spise" i uafhængige forsøg med 144 mødre i USA i 2017

* 2 uger gamle spædbørn, der blev madet med en Philips Avent-sutteflaske, udviste færre koliktendenser sammenlignet med en konventionel sutteflaske og en betydelig nedsættelse i klynk om natten sammenlignet med børn, der blev madet med en anden sutteflaske fra et konkurrerende mærke.

* Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik skyldes delvis, at barnet sluger luft under madningen, hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem. Symptomerne omfatter gråd, klynken, oppustethed og gylp.