

PHILIPS

AVENT



Motverkar kolik med AirFree™.

1 flaska

260 ml

Napp med långsamt flöde

1 m+



SCF813/14

Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*

Håller mjölken inne och stänger ute luften

AirFree™-ventilen gör så att barnet sväljer mindre luft. Mjölken stannar kvar i nappen även när matningen görs horisontellt. Genom att minska luften som barnet sväljer minskas risken för kolik, gaser och reflux.

Ytterligare fördelar

- Använd flaskan med eller utan AirFree™-ventilen
- Blanda och matcha med andra Philips Avent-produkter
- Nappar med olika flödeshastigheter finns

Kliniskt bevisad för att motverka kolik och kinkighet*

- System som motverkar risken för kolik och kinkighet*

Utformad för mindre luftintag


- Nappen är full av mjölk, inte luft
- Håller mjölken inne och stänger ute luften för enkel upprätt matning

Enkel att använda och rengöra

- Nappformen är utformad för ett säkert grepp
- Lätt att rengöra och montera, eftersom AirFree™-ventilen består av ett enda stycke
- Enkel att använda

Funktioner

Håller mjölken inne och stänger ute luften



Mjölken stannar kvar i nappen även när matningen görs horisontellt, så att barnet kan dricka i ett mer naturligt, upprätt läge. Det kan bidra till att minska reflux, att barnet sväljer luft och göra matstunden bekvämare för dig och ditt barn.

Utformad för mindre luftintag



Vår unika AirFree™-ventil suger in luft från nappen så att barnet sväljer mindre luft när det dricker. Det kan bidra till att minska vanliga matningsproblem som kolik, reflux och gaser.

Minskar kolik och kinkighet*



Kliniska studier visar att Philips Avent-flaskan minskar risken för kolik och kinkighet*. Hur? En ventil i nappen förhindrar att vakuum ansamlas när barnet dricker, vilket möjliggör kontinuerlig matning. Det kan minska risken för kolik, gaser, kräkning och rapning.

Lätt att rengöra och montera



AirFree™-ventilen kan enkelt sättas samman med valfri Philips Avent-flaska som motverkar kolik och valfri Classic+-flaska. Den är även enkel att rengöra tack vare dess breda öppning och det är bara några delar som behöver rengöras.

Enkel att använda



Börja med att fylla flaskan med mjölk, placera AirFree™-ventilen på flaskan och skruva på nappen. Luta flaskan nedåt en gång för att fylla nappen. Nu är du redo att börja mata. När du matar ska du se till att AirFree™-ventilen alltid är överst. Mjölken stannar kvar i nappen även när du håller den horisontellt, vilket underlättar upprätt matning.

Valfrihet



Du kan använda Philips Avent-flaskan som motverkar kolik med eller utan AirFree™-ventilen. AirFree™-ventilen passar våra Philips Avent- och Classic+-flaskor på 125 ml, 260 ml och 330 ml.

Utformad för att sitta säkert

Nappens form gör att ditt barn får ett säkert grepp och den räfflade strukturen hjälper till att förhindra att nappen kläms ihop för oavbruten, bekväm matning.

Välja rätt napp



När barnet växer, förändras drickbehovet. Välj en napp med ett flöde som stämmer med barnets utveckling. Philips Avent-flaskor som motverkar kolik och Classic+-flaskor kan användas med eller utan AirFree™-ventilen, men de bör endast användas med Philips Avent-dinappar som motverkar kolik och Classic+-dinappar.

Växer med barnet



Vi har utformat våra flaskor som motverkar kolik så att det blir enkelt att blanda nappar och flaskor. På det här sättet kan man enkelt gå från flaska till träningsmugg, till pipmugg, med färre delar.

Specifikationer

Design

Flaskans design: Ergonomisk form, Vid hals

Material

Flaskmata: Polypropylen, BPA-fri

Dinapp: Silikon, BPA-fri

Vad medföljer?

Nappflaska: 1 delar

AirFree™-ventil: 1 delar

Lättanvänd

Flaskanvändning: Tål maskindisk och mikrovågsugn, Lätt att montera, Enkel att rengöra, Lätt att hålla i

Funktioner

Lättanvänd: Lätt att rengöra och montera, Ett fåtal delar för enkel montering

Dinapp: Sitter säkert, räfflad struktur förhindrar att nappen kläms ihop, system som bevisats

motverka kolik*

Kompatibilitet: Kompatibel med alla flaskor som motverkar kolik och Classic+-flaskorna

Utvecklingsstadier

Stadie: 0–12 månader



* AirFree™-ventilen gör så att barnet sväljer mindre luft. Mjölken stannar kvar i nappen även när matningen görs horisontellt. Genom att minska luften som barnet sväljer minskas risken för kolik, gaser och reflux.

* I ett konsumenttest med 144 mammor i USA 2017 ansåg 80 % av dem att "mitt barn upplevde färre matningsproblem"

* Två veckor gamla spädbarn som matades med en Philips Avent-flaska uppvisade en mindre benägenhet till kolik jämfört med barn som matades med vanlig flaska och en avsevärd minskning av kinkighet på natten jämfört med barn som matades med ett annat ledande flaskmärke.

* Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt, kinkighet, gasighet och kräkningar.