

Philips Zintegrowany filtr
3w1
NanoProtect HEPA

Czas użytkowania do 12 miesięcy

Filtruje 99,5% cząsteczek o
wielkości 0,003 µm

FY0194/30



Pasuje do modelu AC0819/10

Oryginalny filtr Philips, który pasuje doskonale

Filtr NanoProtect HEPA zapewnia ochronę przed wirusami, bakteriami, pyłkami, kurzem, pyłami PM2.5.

Znakomita wydajność

- Skuteczne działanie urządzenia zapewnia korzystanie wyłącznie z filtrów marki Philips
- Eliminacja do 99,9% wirusów

Zaprojektowane z myślą o Tobie

- Wystarczy rzut oka na inteligentny wskaźnik stanu filtra na urządzeniu

Znakomita wydajność

- Filtr NanoProtect HEPA oczyszcza powietrze szybciej niż filtr H13 (4)

Długotrwałe działanie

- Zdrowsze powietrze

Oryginalny filtr Philips

- oryginalne filtry Philips

PHILIPS

Zalety

Oryginalny filtr zapewnia prawidłową pracę oczyszczacza




Tylko oryginalne filtry Philips zapewniają prawidłową i wydajną pracę oczyszczacza

Jakość, której możesz zaufać



Przed opuszczeniem fabryki filtry powietrza Philips przechodzą serię obowiązkowych, surowych kontroli. Są poddawane rygorystycznym testom żywotności w przypadku ciągłej pracy przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Nasze filtry zaprojektowano w sposób zapewniający najwyższą wydajność oczyszczaczy powietrza Philips przez cały czas eksploatacji.

Znakomita wydajność



Charakteryzujące się niskim oporem włókna filtra NanoProtect HEPA maksymalizują przepływ powietrza. Ładunki elektrostatyczne przyciągają nawet tak małe cząsteczki jak te o wielkości 0,003 mikrona, zapewniając skuteczność oczyszczania na

poziomie 99,98% w czasie krótszym niż oferowany przez medyczny filtr HEPA H13 (4)

Eliminacja do 99,9% wirusów




Oczyszczacz wyłapuje aerozole, w tym również te, które mogą zawierać wirusy groźne dla układu oddechowego. Testowane niezależnie pod kątem usuwania do 99,9% wirusów i aerozoli z powietrza. Ponadto badany pod względem eliminacji koronawirusów (8).

Długotrwała wydajność



Aby zapewnić prawidłową i przerwana pracę oczyszczacza należy wymieniać filtry cyklicznie do 12 miesięcy.

Łatwa konserwacja



Urządzenie Philips informuje o konieczności wyczyszczenia filtra wstępnego oraz jego wymiany. Czynność ta zajmuje zaledwie minutę. Konserwacja oczyszczacza jest niezwykle prosta, dzięki czemu możesz przez cały czas oddychać czystym i zdrowym powietrzem.

Dane techniczne

Waga i wymiary

- Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 195 × 195 × 188 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 0,33 kg
- Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 185 × 120 × 175 mm
- Waga produktu: 0,21 kg

Konstrukcja i wykończenie

- Kolor(y): Biały, czarny

Wymiana

- Dotyczy oczyszczaczy powietrza firmy Philips: AC0819

Wydajność

- Filtracja cząstek stałych: 99,5% przy 0,003 mikrona
- Filtracja alergenów: 99,99%
- Filtracja wirusów i aerozoli: 99,9%

Konserwacja

- Mycie pod wodą: Nie
- Czyszczenie szczotką: Nie
- Czyszczenie z użyciem produktów chemicznych: Nie



Data wydania 2023-05-05

Wersja: 13.13.2

EAN: 87 10103 90409 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* (1) Zalecany czas użytkowania oblicza się na podstawie średniego czasu zgłaszanego przez użytkowników sprzętu Philips oraz poziomu zanieczyszczenia powietrza w miastach według norm WHO.
Faktyczny czas użytkowania zależy od środowiska i częstotliwości używania.
* (2) Dotyczy wyłącznie wybranych modeli z funkcją łączności
* (3) Dotyczy wyłącznie krajów ze sklepami firmowymi Philips
* (4) W porównaniu z materiałem filtra HEPA H13 materiał filtra HEPA NanoProtect zapewnia niższy opór przepływu powietrza, dzięki czemu wyposażony w niego oczyszczacz Philips charakteryzuje się wyższą szybkością dostarczania czystego powietrza (CADR) niż filtr HEPA H13 o podobnych wymiarach
* (5) Z powietrza przechodzącego przez filtr, testowany za pomocą aerozolu NaCl przez instytut iUTA zgodnie z normą DIN71460-1.
* (6) W zależności od filtra używanego w oczyszczaczu AC1711 lub 1715 Philips
* (7) Test szybkości usuwania mikroorganizmów przeprowadzony w siedzibie firmy Airmid Healthgroup Ltd. Test odbył się w komorze o pojemności 28,5 m³ skażonej wirusem grypy A (H1N1).
* (8) Test prędkości redukcji drobnoustrojów przeprowadzony w laboratorium zewnętrznym w komorze badawczej zanieczyszczonej aerozolami ptasiego koronawirusa (IBV), wyposażonej w filtr Philips HEPA NanoProtect.