



**Philips RéAura**

Лазерное омоложение кожи

SC5000/00

## Революционная антивозрастная технология

### Видимые результаты

Лазерное омоложение кожи Philips RéAura — революционная антивозрастная программа, которая поможет сделать Вашу кожу сияющей за 8 недель. В основе программы лежит лазерная технология Fraxel®, которая стимулирует естественный процесс обновления клеток и борется с несколькими признаками старения.

### Преимущества

Видимые результаты, подтвержденные дерматологами\*

- Сокращает количество морщин — 81%\*\*
- Выравнивает тон кожи — 83%\*\*\*
- Разглаживает текстуру кожи — 86%\*\*\*

Интерактивное руководство Моя RéAura для наилучших результатов

- Создайте персональный план программы
- Узнайте мнение других пользователей в сообществе MyRéAura
- Следите за улучшением состояния вашей кожи при помощи календаря процедур MyRéAura

Для использования Philips RéAura достаточно три простых шага

- Шаг 1. Нанесите гель.
- Шаг 2: Используйте прибор для лазерного омоложения
- Шаг 3. Нанесите увлажняющий крем

Эксклюзивные консультации по уходу за кожей от экспертов Philips

- Получите эксклюзивные консультации у экспертов Philips по уходу за кожей

**PHILIPS**

## Характеристики

### Сокращает количество морщин — 81%\*\*



Philips RéAura стимулирует выработку коллагена, способствующего сокращению мелких морщин, например, вокруг глаз и рта, а также на щеках.\*\* Отмечено дерматологами у 81% пользователей (из 64 человек) через 12 недель применения в домашних условиях. Оценка результатов проведена независимыми дерматологами на основании анализа фотографий до и после программы.

### Выравнивает тон кожи — 83%\*\*\*



Philips RéAura выравнивает тон кожи и заметно сокращает количество возрастных пигментных пятен и веснушек.\*\*\* Отмечено дерматологами у 83% пользователей (из 64 человек) через 12 недель применения в домашних условиях. Оценка результатов проведена независимыми дерматологами на основании анализа фотографий до и после программы.

### Разглаживает текстуру кожи — 86%\*\*\*



Philips RéAura стимулирует процесс обновления клеток в глубоких слоях кожи, разглаживая ее текстуру.\*\*\* Отмечено дерматологами у 86% пользователей (из 64 человек) через 12 недель применения в домашних условиях. Оценка результатов проведена независимыми дерматологами на основании анализа фотографий до и после программы.

### Команда экспертов Philips по уходу за кожей

Команда экспертов Philips по уходу за кожей рада поделиться своим многолетним опытом в сфере косметологии. Наши эксперты помогут создать персональный план программы, разобраться в результатах оценки состояния кожи и ответят на вопросы по использованию прибора RéAura. Связаться с ними можно по телефону, электронной почте и через сайт Моя RéAura.

### Персональный план программы



Программа Моя RéAura включает оценку состояния кожи, которая позволяет определить персональные цели программы именно для вас. Оценку можно провести на сайте [www.philips.ru/myreaura](http://www.philips.ru/myreaura). Команда экспертов Philips по уходу за кожей всегда готова помочь вам оценить состояние кожи. Просто позвоните!

## Спецификации

Обратите внимание: это предпродажный информационный релиз, содержащий сведения, актуальные на данный момент для указанной выше страны. Содержание релиза может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Philips не несет ответственности за содержание релиза.

### Технические характеристики

Класс лазера	1M
Тип лазера	Диод
Длина выходной волны	1435 нм

### Области применения

Лицо и тело	Лицо
	Шея

### Узнайте мнение других пользователей

Сообщество Моя RéAura — уникальный ресурс для общения пользователей RéAura. Здесь вы можете обратиться к другим пользователям, поделиться своими впечатлениями и ознакомиться с различными мнениями об эффективности программы.

### Следите за улучшением состояния вашей кожи

Календарь процедур Моя RéAura — отличный способ следить за выполнением плана программы и улучшением состояния кожи.

### Гель

Нанесение геля — важная составляющая программы лазерного омоложения кожи Philips RéAura. Он обеспечивает оптимальный контакт и плавное скольжение прибора Philips RéAura по коже. Гель специально разработан для компании Philips создателями лазерной технологии Fraxel®. Без использования геля воздействие на кожу может быть неравномерным. Продукт прошел дерматологический контроль. Гипоаллергенный состав. Без отдушек. Не оказывает комедогенного воздействия (не закупоривает поры).

### Прибор для лазерного омоложения кожи

Во время процедуры тысячи микроскопических лазерных лучей проникают сквозь эпидермис и дерму. Это вызывает естественный процесс обновления клеток. Старые и поврежденные клетки кожи заменяются новыми, свежими клетками, которые содержат больше коллагена. Регулярные процедуры повышают количество коллагена и делают кожу более плотной. В результате текстура кожи становится более гладкой, а количество морщин сокращается. При этом также устраняются и пигментированные клетки кожи. В результате тон кожи выравнивается.

### Увлажняющий крем

Увлажняющий крем по уходу за кожей после лазерной терапии — важная составляющая программы лазерного омоложения кожи Philips RéAura. Он увлажняет кожу во время ее восстановления после применения прибора Philips RéAura. Крем содержит экстракт ромашки, который успокаивает кожу, а также экстракты зверобоя и эдельвейса, известные своими противовоспалительными свойствами. Состав комплекса разработан специально для Philips создателями лазерной технологии Fraxel®. Продукт прошел дерматологический контроль. Гипоаллергенный состав. Без отдушек. Не оказывает комедогенного воздействия (не закупоривает поры).

Грудь  
Кисти  
Руки

#### Обслуживание

Гарантия  
Международная гарантия сроком на 2 года

#### В комплекте

зарядное устройство  
Инструкции по эксплуатации  
Хранение  
Универсальное зарядное устройство  
Демонстрационный DVD-диск  
Полное руководство пользователя  
Чехол

#### Размеры упаковки

Высота 22,80 см  
Ширина 16,00 см  
Глубина 16,00 см  
Вес нетто 0,85 кг  
Вес брутто 1,68 кг  
EAN 08710103580119  
Количество изделий в упаковке 1  
Страна изготовления AT  
Код гармонизированной системы 854370

#### Питание

Время зарядки 60 минут  
Первая зарядка: 3 часа  
Система питания Аккумулятор  
Время работы 1 зарядки достаточно для обработки всех частей тела  
напряжение 100–240 В

#### Внешняя упаковка

Длина 33,00 см  
Ширина 16,90 см  
Высота 24,00 см  
Вес брутто 3,70 кг  
EAN 18710103580116  
Количество потребительских упаковок 2

#### Безопасные регулируемые настройки

3 уровня интенсивности  
Блокировка от детей  
Защита глаз  
Защита от излишнего воздействия  
1-й — для пробного применения,  
2-й и 3-й — для самих процедур  
Съемный наконечник и блокировка от детей  
Направить луч на глаза невозможно  
При чрезмерно длительном использовании блокируется на 24 часа

\* Спустя 12 недель применения в домашних условиях при участии 64 пользователей. Оценка результатов проведена независимыми дерматологами на основании анализа фотографий до и после программы.



Данные для изменения  
2015, Июль 9

Version: 7.1.1  
EAN: 08710103580119

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com](http://www.philips.com)