

PHILIPS

AVENT

fopspeen

ultra soft

ultrazacht en flexibel

Orthodontisch en BPA-vrij

1 stuk

6-18 maanden

SCF092



Onze zachtste speen voor de gevoelige huid van uw baby

Voor minder huidvlekken en minder huidirritatie

De Philips Avent ultra soft-fopspeen is ideaal voor de gevoelige huid. Het superzachte* flexibele schildje volgt de rondingen van de wangen van je baby, voor minder huidvlekken en minder huidirritatie.

Uniek zacht en flexibel schildje

- Zacht, flexibel schildje
- Afgerond schildje

Steriliseren en opbergen in één handig doosje

- Steriliseer binnen 3 minuten voor een gemakkelijke sterilisatie

Comfortabele, zijdezachte speen

- 98% speenacceptatie*
- Tepel van 100% voedselveilig siliconenmateriaal
- Natuurlijke ontwikkeling van de mond
- Natuurlijk gevoel voor de baby

Kwaliteitsgarantie

- Ontworpen en geproduceerd in Nederland


Kenmerken

Zacht, flexibel schildje



De huid van een baby heeft extra verzorging nodig. Dankzij onze beschermingstechnologie volgt de speen de natuurlijke rondingen van je baby's gezichtje. Zo krijgt je kleintje veel minder last van huidvlekken en irritatie.

98% speenacceptatie*



Toen we aan ouders vroegen hoe hun kleintjes reageren op onze siliconen spenen met textuur, zei gemiddeld 98% dat hun baby de Philips Avent ultra soft- en ultra air-fopspenen accepteert.

Afgerond schildje



Ons afgerond schildje minimaliseert de druk op de wangen van je baby voor extra zachtheid voor de huid.

Tepel van 100% siliconenmateriaal




We kiezen bewust voor siliconenmateriaal voor onze ultra soft- en ultra air-spenen, omdat het een veilig en inert materiaal is dat veel wordt gebruikt in medische toepassingen, vrij van gevaarlijke chemicaliën, endocriene actieve stoffen (bijv. BPA) en allergenen.

Orthodontische speen



Onze orthodontische, symmetrische zachte siliconenspenen zijn ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond.

Natuurlijk gevoel voor de baby



Onze siliconen tepel met structuur is ontworpen om het gevoel van de borst na te bootsen.

Steriliseer binnen 3 minuten



De reisetui, die wordt geleverd bij onze ultra soft- en ultra air-fopspenen, kan ook als sterilisator worden gebruikt. Het enige wat je hoeft te doen, is wat water toevoegen en in de magnetron doen. Daarna kun je er gerust op zijn dat het schoon is voor het volgende gebruik.

Geproduceerd in Nederland



Onze ultra soft- en ultra air-fopspenen zijn ontworpen en geproduceerd in Nederland.

Specificaties

Inclusief

ultra soft-fopspeen: 1 stk

