

PHILIPS

AVENT



Tiralatte manuale

Estrai e allatta facilmente

Set standard



SCF430/10

Estrazione confortevole ovunque tu vada

Tecnologia con movimento naturale per un flusso del latte veloce

Tiralatte manuale portatile Philips Avent con tecnologia Natural Motion che si ispira alla naturale suzione del bambino, per una rapida estrazione del latte. Compatibile con tutte le tettarelle. Consente di regolare facilmente il ritmo e l'estrazione. Trovare la tettarella giusta è estremamente importante. Scopri di più qui sotto.

Facile da pulire

- Facile da pulire e assemblare

Altri vantaggi

- Scegli la tettarella con il flusso più adatto per il tuo bambino

Estrazione confortevole

- Estrai e allatta
- Attiva facilmente il rilascio di latte prima della poppata o tra una poppata e l'altra
- Estrai il latte senza inclinati in avanti
- Scegli il ritmo che fa per te e segui il flusso del latte

Portatile e comodo

- Ideale per le mamme che hanno bisogno di estrarre il latte durante gli spostamenti

Semplice, delicato ed efficace

- Coppa in silicone morbida ed ergonomica con misura unica
- Facilita un rapido rilascio di latte

In evidenza

Tecnologia con movimento naturale



L'innovativa flangia in silicone, ispirata all'esclusiva azione di suzione del bambino, stimola il capezzolo a produrre rapidamente il latte. Per un'estrazione confortevole ed efficace.

Si adatta ai capezzoli




Misura unica. Poiché tutte noi abbiamo forme e dimensioni diverse, la coppa in silicone si flette delicatamente modellandosi sul tuo corpo. Si adatta al 99,98% dei capezzoli* (fino a 30 mm).

Trovare la tettarella giusta è estremamente importante




Se il tuo neonato non assume regolarmente abbastanza latte durante l'allattamento o ha difficoltà ad assorbire il latte, seleziona una tettarella con un flusso più alto. Se si verificano problemi persistenti di alimentazione, consulta un professionista del settore sanitario.

Portatile e semplice da usare




Il tiralatte è piccolo e leggero, il che significa che è facile da riporre e trasportare, per un'estrazione semplice e discreta durante gli spostamenti.

Rilascio rapido di latte




Un esclusivo tiralatte manuale portatile, ideale per le mamme che hanno bisogno di estrarre delicatamente il latte quando sono fuori casa o prima dell'allattamento.

Controllo del flusso e dell'aspirazione



Puoi regolare il ritmo di estrazione e l'aspirazione in base alle tue esigenze, al livello di comfort e al flusso del latte.

Mettiti comoda



Rilassati e mettiti comoda durante l'estrazione, grazie al nostro design che ti consente di sederti senza doverti inclinare in avanti.

In evidenza

Facile da pulire e assemblare



Essendo costituito da poche parti, il nostro nuovo tiralatte è facile da assemblare e pulire.

Estrai e allatta



Per allattare con il latte estratto, collega la tettarella morbida al biberon. Per conservare il latte e allattare in un secondo momento, chiudi il biberon utilizzando il dischetto sigillante.

Trova la tettarella con il flusso più adatto



Ogni bambino si nutre in modo diverso e cresce seguendo il proprio ritmo. Abbiamo progettato un'ampia gamma di velocità del flusso per consentirti di trovare quella più adatta per il tuo bimbo e personalizzare il biberon. Tutte le tettarelle Natural Response sono realizzate in silicone morbido.

Specifiche

Materiale

Biberon: Polipropilene, Senza BPA*

Tiralatte: Senza BPA*

Tettarella: Silicone, Senza BPA*

Tettarella: Senza BPA

Tiralatte: Senza BPA*

Contenuto della confezione

Coppette assorbilatte monouso: 2 pz.

Dischetto sigillante: 1 pz.

Rivestimento coppa: 1 pz.

Kit di estrazione con impugnatura: 1 pz.

Biberon da 125 ml: 1 pz.

Tettarella a flusso lento: 1 pz.

Funzioni

Non serve inclinarsi in avanti: Siediti comodamente

Cuscinetto morbido ed ergonomico:

Stimolazione delicata

Portatile e leggero: Facile da utilizzare ovunque ti trovi



* Basato su: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 aprile 2019, (109 partecipanti, Israele); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maggio 1993, (20 partecipanti (caucasici), Stati Uniti); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 partecipanti, Australia).

* Tiralatte senza BPA: associato solo con il biberon e con le altre parti che vengono a contatto con il latte materno. Conforme al regolamento UE 10/2011