

PHILIPS

NIVEA FOR MEN

Rasoio NIVEA FOR MEN

Indicatore di stato della
batteria

HS8020/17



Rasatura perfetta, pelle sana

Sistema di erogazione della crema

La crema per la rasatura NIVEA FOR MEN viene distribuita direttamente sulla pelle dalle testine di rasatura assicurando l'idratazione durante la rasatura. La sua formulazione è arricchita di vitamine e camomilla per proteggere la pelle dalle irritazioni.

Idratazione e benessere durante la rasatura

- Dispenser di balsamo NIVEA FOR MEN

Facile sistema di riempimento della crema per la rasatura

- Sistema riempimento cartucce integrato

Sistema di protezione della pelle

- Sistema Flex Tracker

Estrema scorrevolezza


- Anelli di scorrimento

Ora potete depilarvi anche sotto la doccia

- Impermeabile

In evidenza

Sistema di erogazione del balsamo




La crema idratante per la rasatura NIVEA FOR MEN viene erogata direttamente sulla pelle

Sistema riempimento cartucce integrato



Basta introdurre la crema per la rasatura NIVEA FOR MEN dal flaconcino direttamente nel rasoio Philips NIVEA FOR MEN.

Sistema Flex Tracker



Il sistema Flex Tracker segue automaticamente le curve del viso e protegge la pelle dalle irritazioni.

Anelli di scorrimento



Le testine di rasatura sono dotate degli esclusivi anelli, che consentono al rasoio di scorrere facilmente sul volto.

Impermeabile



Usa il rasoio elettrico sotto la doccia per risparmiare tempo e regalarti una piacevole sensazione di freschezza.

Specifiche

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Tecnologia Lift & Cut
Contour following: Sistema Flex Tracker
SkinComfort: Dispenser di balsamo NIVEA FOR MEN, Anelli di scorrimento

Facilità d'uso

Display: Indicatore di batteria scarica, Indicatore di ricarica
Carica: Ricaricabile, Senza filo
Carica: 8 ore
Wet & Dry: Utilizzabile sotto la doccia
Tempo di rasatura: 10 giorni
Pulizia: Lavabili

Design

Rifiniture: Laccatura

Accessori

Crema e lozioni: Bottiglietta di crema per la rasatura da 28 ml
Base: Supporto di ricarica
Manutenzione: Cappuccio protettivo

Assorbimento

Autonomia: 30 min

